

SpeedyPLEX 小鼠细胞因子(4因子)CBA检测试剂盒 Panel

请在实验前仔细阅读本说明书

产品货号: KMF10001

样本类型: 血清、血浆及细胞培养上清液

检测数目: 96 次测试

靶标名称	标曲范围 (pg/mL)
IL-6	15.93-5000
IL-10	39.06-10000
IL-1 beta	7.81-2000
TNF-alpha	7.81-2000

本产品仅供研究用途，不得用于人类或动物的治疗或诊断。

目录页

1. 背景信息	3
2. 检测原理	3
3. 所需材料	3
4. 试剂盒组分及储存	4
5. 安全注意事项	4
6. 样本准备	5
7. 试剂制备	5
7.1 洗涤缓冲液 (1X)	5
7.2 抗体混合物 (1X)	5
7.3 样本稀释	5
7.4 链霉亲和素-PE (1X)	5
7.5 标准曲线	6
8. 实验步骤	7
9. 仪器设置与数据分析	8
9.1 仪器启动	8
9.2 创建数据采集新模板	8
9.3 设置密度图	8
9.4 设置光电倍增管电压与门控	9
9.5 使用保存的模板采集样本	10
9.6 数据导出与分析	11
10. 验证数据	11
10.1 标准曲线	11
10.2 精密度	12
10.3 回收率	13
10.4 样本值	13
10.5 灵敏度	14
10.6 线性	14
10.7 特异性	15
11. 参考文献	16

1. 背景信息

白细胞介素-6 (IL-6) 是一种兼具促炎与抗炎作用的细胞因子。IL-6 蛋白以磷酸化且糖基化程度不一的分子形式由多种细胞类型 (包括 T 细胞和巨噬细胞) 分泌。IL-6 在 B 细胞最终分化为参与淋巴细胞及单核细胞分化的免疫球蛋白分泌细胞过程中发挥关键作用。

白细胞介素 (IL) -10 是一种抗炎细胞因子, 由辅助性 T 细胞 (Th 细胞)、巨噬细胞、单核细胞及 B 细胞产生, 在预防炎症性和自身免疫性疾病中发挥关键作用。该因子可下调巨噬细胞表面 Th1 细胞因子、主要组织相容性复合体 II 类 (MHC-II) 抗原及共刺激分子的表达水平, 同时促进 B 细胞存活、增殖及抗体生成。

白细胞介素 1 β (IL-1 β) 主要由血液中的单核细胞和组织中的巨噬细胞产生, 它与急性及慢性炎症的介导过程有关。IL-1 β 已被证实参与多种细胞活动, 包括细胞增殖、分化和凋亡。

TNF, 又称 TNF- α , 是一种具有多种功能的促炎性细胞因子, 属于肿瘤坏死因子 (TNF) 超家族。它主要由活化的巨噬细胞产生, 但也可以由许多其他细胞类型 (如 CD4+ 淋巴细胞、NK 细胞、中性粒细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞和神经元) 产生。这种细胞因子参与了多种生物过程的调节, 包括细胞增殖、分化、凋亡、脂质代谢和凝血。

2. 检测原理

免疫检测原理: 检测前, 荧光染料编码的微球已与捕获抗体偶联; 样本孵育过程中, 捕获抗体与相应的生物素化检测抗体均与靶标特异性结合, 进而形成夹心复合物。随后加入链霉亲和素 - 藻红蛋白 (PE), 通过流式细胞术实现靶蛋白浓度的检测。

荧光信号检测: 该检测方法中, 流式细胞仪通过分析 APC 与 APC-Cy7 的荧光信号识别不同靶标, 并基于 PE 荧光信号对靶标浓度进行定量分析。实验中使用的微球含有两种荧光染料 (APC 与 APC-Cy7), 按特定比例混合以形成独特的荧光编码序列。流式细胞仪通过分析编码微球的荧光团比例来区分不同靶标, 每个靶标对应具有特定 APC 与 APC-Cy7 荧光团比例的编码微球类型。随后通过将各微球群体的 PE 荧光强度与标准曲线进行比对, 即可确定目标蛋白的浓度。

3. 所需材料

3.1 配备双激光器的流式细胞仪 (488 nm 或 532 nm 激发波长用于 PE, 635 nm 激发波长用于 APC 及 APC-Cy7)。

示例:

Flow cytometer	Reporter channel	Bead channels
Beckman (CytoFlexs)	PE	APC/APC-Cy7
Challenbio(Fongcyte)	PE	APC/APC-Cy7
Agilent (Novocyte)	PE	APC/APC-Cy7

3.2 高精度移液器及一次性移液器枪头。

3.3 手持式磁性微孔板或带有磁性的微孔板清洗器用于 96 孔平底板的洗涤或者离心机用于 96 孔 V 底板的洗涤。

3.4 吸水纸巾。

3.5 用于制备标准品及样品稀释液的玻璃或塑料管。

3.6 烧杯与量筒。

3.7 对数坐标或半对数坐标绘图纸，或用于数据分析的计算机及软件。建议采用四参数逻辑回归（4-PL）分析方法。Proteintech 数据分析网站 <https://www.ptgcn.com/products/elisa-kits/>

3.8 微孔板恒温振荡器

3.9 超纯水或蒸馏水。

4. 试剂盒组分及储存

英文名称	中文名称	规格	数量	储存条件
Microplate - 96-Well Plate (flat bottom) ¹	微孔板 - 96 孔平底板	8 孔×12 条	1 块	将所有试剂保存在 2 - 8 °C 的环境中，保存期限为 12 个月。请每次实验使用新的标准品。
Microplate - 96-Well Plate (V-bottom) ²	微孔板 - 96 孔 V 底板	8 孔×12 条	1 块	
Setup Beads Cocktail*	仪器设置混合磁珠*	500 µL / 瓶	1 瓶	
PE Control Beads*	PE 质控磁珠*	500 µL / 瓶	1 瓶	
Protein Standard Cocktail; lyophilized	标准品混合液 - 冻干粉状 *	详见 7.5	2 瓶	
Capture Beads Cocktail (50x)*	捕获磁珠混合液 (50x) *	120 µL / 瓶	1 瓶	
Biotinylated Detection Antibody Cocktail (50x)*	生物素化检测抗体混合液 (50x) *	120 µL / 瓶	1 瓶	
Sample Diluent PT 4B1-af	样品稀释液 PT 4B1-af	30 mL / 瓶	1 瓶	
Detection Diluent	检测试剂稀释液	30 mL / 瓶	1 瓶	
Wash Buffer Concentrate (20x)	洗涤缓冲液浓缩液 (20x)	30 mL / 瓶	1 瓶	
Streptavidin-PE (50x)*	链霉亲和素-PE (50x) *	120 µL / 瓶	1 瓶	
Plate Cover Seals	封板膜		4 张	

1：微孔板 - 96 孔板（平底），洗涤步骤中可配合手持磁力板架或配备磁性平台的洗板机使用

2：微孔板 - 96 孔板（V 型底），洗涤步骤中配合离心机使用

* 使用前立即离心

5. 安全注意事项

5.1 请勿在有效期后使用该试剂盒。

5.2 本试剂盒为整体使用单元，严禁混合不同批次或试剂盒中的组分进行实验。

5.3 实验过程中务必佩戴手套、口罩及护目镜等防护装备。

5.4 本产品仅限科学研究用途，不得用于人类或动物的治疗或诊断。

5.5 若样本测值超出标准曲线检测范围，应使用适当的稀释液对样本进行进一步稀释使样本测值落在标曲范围内后重新检测。

5.6 稀释液批次、实验操作人员、移液方式、洗涤技术、孵育时间或温度以及试剂盒使用过程的任何变化均可影响结合反应。

5.7 避免磁珠及链霉亲和素-PE (1X) 长时间曝光。

5.8 同一样本或重组蛋白的定量结果在 ELISA 和 CBA 两种检测方式中可能存在差异。

6. 样本准备

6.1 血清：全血标本室温凝固 30 min 后 1000×g 离心 15 min，取上清立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。

6.2 血浆：可用 EDTA 或肝素作为抗凝剂，标本采集后后 1000×g 离心 15 min，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。(注意：标本溶血会影响检测结果，因此溶血标本不宜进行检测)。

6.3 细胞上清：收集细胞培养液，500×g 离心 5 min 取上清，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。

7. 试剂制备

7.1 洗涤缓冲液 (1×)：若浓缩液中已形成晶体，将其加热至室温并轻柔搅拌直至晶体完全溶解。混合 570 mL 去离子水或蒸馏水与 30 mL 洗涤缓冲液浓缩液 (20×)，制备 1×洗涤缓冲液。

7.2 抗体混合液 (1×)：捕获磁珠混合液与生物素标记检测抗体混合液均以 50×浓缩液形式提供并单独包装。使用前需将这两种组分混合至同一试管中，稀释至 1×工作浓度后使用。

7.2.1 在打开盖子前，用涡旋混合器重悬捕获磁珠混合液与生物素标记检测混合液。

7.2.2 在检测前，取对应体积的捕获磁珠混合液 (50×) 与生物素化标记检测抗体混合液 (50×) 至同一管抗体稀释液中配成抗体混合液 (1×)。

示例：

总体积 (uL)	捕获磁珠混合液 (50×) (uL)	生物素化检测抗体混合液 (50×) (uL)	检测稀释液 (uL)
1000	20	20	960
2500	50	50	2400
5000	100	100	4800

轻轻混合均匀后使用。根据实际使用情况灵活调整抗体混合液 (1×) 的总体积。在计算总体积时，应比实际使用体积多配置 100 uL 或 200 uL，以补偿实验过程中的损耗。

7.3 样品稀释：不同样品应使用相应的样品稀释液进行稀释。

7.3.1 若读数值高于标准曲线最高检测值，则需要对样本进行进一步稀释。因此，建议通过预实验确定样本的稀释倍数。

7.3.2 样本采集、处理及储存过程中的变异可能影响测量结果。对于细胞培养上清液样本而言，其样本数值会受到多种因素的影响，包括培养条件、刺激浓度、刺激方法以及细胞批次等。

7.3.3 不同样本类型推荐稀释比例：人血清、血浆细胞培养上清液推荐采用 1:2 或 1:4 稀释，细胞培养上清液推荐采用 1:2 到 1:256 稀释。注：推荐稀释倍数仅供参考，实际稀释倍数应根据实际检测样本值确定。

7.4 链霉亲和素-PE (1×)：链霉亲和素-PE 以 50×浓缩液形式提供，使用前需进行稀释。

示例：


总体积 (μL)	链霉亲和素-PE (50 $\times$) (μL)	检测稀释液 (μL)
1000	20	980
2500	50	2450
5000	100	4900

轻轻混合均匀后使用。根据测试孔位灵活调整抗体混合液 (1 $\times$) 的总体积。在计算总体积时, 应比实际使用体积多配置 100 μL 或 200 μL , 以补偿实验过程中的损耗。

7.5 标准曲线:

1. 取 9 个试管进行编号标记: Std2、Std3、Std4、Std5、Std6、Std7、Std8、Std9 及 Std10。
2. 向标准品混合物 (冻干粉状) 中加入 2000 μL 样品稀释液, 命名为 Std1。
3. 向 Std2-Std10 试管中加入 500 μL 样品稀释液。
4. 使用新移液枪头将 500 μL 混合标准品从 Std1 管转移至 Std2 管。
5. 通过上下吸打 10 次进行混匀。
6. 对于 Std2 至 Std9 试管重复步骤 4-5, 在每次稀释步骤之间更换移液枪头。
7. Std10 作为背景孔仅含有样本稀释液。

注: 每次检测均需制备新的标准曲线。



	Std1	Std2	Std3	Std4	Std5	Std6	Std7	Std8	Std9	Std10
# 样品稀释剂 PT 4B1-af (μL)	2000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
上一梯度的标准品 (μL)	—	500	500	500	500	500	500	500	500	
标准曲线检测范围 (pg/mL)										
IL-6	5000	2500	1250	625	312.5	156.25	78.13	39.06	19.53	0
IL-10	10000	5000	2500	1250	625	312.5	156.25	78.13	39.06	0
IL-1 beta	2000	1000	500	250	125	62.5	31.25	15.63	7.81	0
TNF-alpha	2000	1000	500	250	125	62.5	31.25	15.63	7.81	0

8. 实验步骤

注：

- 1) 避免磁珠及链霉亲和素-PE 长时间曝光。
- 2) 确保所有磁珠在整个实验步骤中均保持在培养板孔内，特别是在洗涤步骤中。
- 3) 本实验提供两种洗涤方法，可根据现有设备选择其中一种洗涤方法。
- 4) 微孔板 - 96 孔板（平底型）需与手持式微孔板磁铁或带磁性平台的洗板机配套使用（清洗步骤）；微孔板 - 96 孔板（V 型底板）需与离心机配套使用（清洗步骤）。

8.1 预设微孔板布局，包括零孔、标准品孔、待测样本孔。

8.2 零孔加样本稀释液 50 μL ，余孔分别加梯度稀释的标准品或待测样本 50 μL /孔。

8.3 使用涡旋仪重悬抗体混合液（1 $\times$ ）（参见试剂配制 7.2），每孔加入 50 μL 溶液。盖上封板膜，置于 37 °C 微孔板恒温振荡器上（转速 800 rpm）孵育 1 小时。（注：磁珠为含铁塑料磁珠，在静置条件下会沉降于管底。因此每次加样前请重悬溶液，确保磁珠在液体中均匀分布）

8.4 洗涤（根据现有设备选择一种洗涤方法）

方法 1：使用 96 孔平底板时，请遵循以下洗涤步骤；

1) 将微孔板置于手持式磁性微孔板上静置 2 分钟，使磁珠通过磁力作用牢固附着于板底，随后通过抽吸或倾倒方式弃去孔内液体，同时保留孔内磁珠。注意：此步骤中需确保微孔板与磁性微孔板保持紧密贴合状态。

2) 将培养板从微孔板磁力架中取出，每孔加入 100 μL 1 $\times$ 洗涤液。用封板膜封板后，置于 37 °C 微孔板恒温振荡器上（转速 800 rpm）振荡 1 分钟。

3) 将微孔板置于手持式磁性微孔板上静置 2 分钟，使磁珠通过磁力作用牢固附着于板底，随后通过抽吸或倾倒方式弃去孔内液体，同时保留孔内磁珠。注意：此步骤中需确保微孔板与磁性微孔板保持紧密贴合状态。

方法 2：使用 96 孔 V 底板时，请按以下步骤洗涤；以 200 $\times g$ 离心力离心 5 分钟。轻柔移除封板膜。通过抽吸或倾倒方式弃去孔内液体。每孔加入 100 μL 1 $\times$ 洗涤缓冲液，盖上封板膜，置于恒温振荡器中 800 rpm 振荡 1 分钟后。将 V 底板以 200 $\times g$ 离心力离心 5 分钟。轻柔移除封板膜。通过抽吸或倾倒方式弃去孔内液体。

8.5 取出微孔板，向反应孔中加入 50 μL 链霉亲和素-PE（1 $\times$ ）溶液（参见试剂制备 7.4），置于 37 °C 微孔板恒温振荡器上 800 rpm 孵育 15 分钟。

8.6 重复步骤 8.4。

8.7 加入 120 μL 1 $\times$ 洗涤液重悬磁珠。

8.8 在流式细胞仪上读取样本数据，并从软件中采集数据。

操作流程如下：



9. 仪器设置与数据分析

注意：

1) 本实验以安捷伦仪器（版本：Novocyte / 软件：Novoexpress）为例说明设置步骤。若使用其他仪器，遵循相同原则。

2) 若所使用的仪器软件能够同时执行数据读取与分析功能，建议遵循仪器操作规程进行数据设置与读取。对于 Novocyte 流式细胞仪，PE 通道用于检测样本中靶点浓度，APC/APC-Cy7 通道用于磁珠分类。通常情况下，若按照下述设置程序正确配置仪器，则无需对这两个通道进行补偿。以下情况需进行程序设置：

- 您首次使用 SpeedyPLEX 小鼠细胞因子（4 因子）CBA 检测试剂盒 Panel 3。
- 您所使用的试剂盒具有相同的货号，但来自不同批次。

9.1 仪器启动

参照不同流式细胞仪设备的操作手册，完成开机及质控流程。在进行后续步骤前，确保仪器处于良好状态。确认 PE、APC 及 APC-Cy7 的激发通道处于启用状态

9.2 创建数据采集新模板

若未找到可用模板，请按以下步骤新建模板。若已有模板，请跳过此设置流程，直接进入 9.5 样本采集使用预存模板。

9.3 设置密度图

1) 从 Novoexpress 软件主界面点击文件>>新建>>新建空白实验，随即弹出空白实验窗口。从培养板或试管中选择测试孔位，右键单击鼠标并选择“新建”。随后样本孔位信息（如 A1）将显示于右下角窗口中。

2) 从工具栏中点击点图图标，将显示以 FSC-H（前向散射）为 X 轴、SSC-H（侧向散射）为 Y 轴的点图（图 1）。FSC-H/SSC-H 点图用于“总球数”门控以区分目标球数与杂质。将 FSC-H 和 SSC-H 设置为线性模式。如需切换模式，请点击坐标轴，右键单击鼠标并选择属性选项。

3) 从“总球数”父级门控中生成 APC 与 APC-Cy7 散点图（图 2），不同比例 APC 与 APC-Cy7 含量的磁珠将分散于相应位置。所有图表均需采用对数坐标模式。如需更改坐标模式，请点击坐标轴，右键单击鼠标并选择属性选项。

4) 从“总球数”父门（图 3）中创建 PE 与 Count（球数）直方图。

5) 设置仪器每孔采样的体积 $\geq 70\ \mu\text{L}$ ，建议每个靶标的球数 ≥ 200 个球/孔，以保证数据的准确性。

9.4 设置 PMT 电压与门控

9.4.1 将仪器设置混合微球振荡 30 秒以使磁珠重新悬浮。

9.4.2 将流式细胞仪流速设置为低速，在仪器上读取混合微球 $120\ \mu\text{L}$ 。在参数窗口左上角调整 FSC-H 和 SSC-H 的增益值，使所有磁珠群体均可见（图 1）。通过工具栏点击椭圆形门控（亦可使用其他图形门控），用鼠标将细胞群体拖动至点阵图中心。在设置过程中需频繁暂停并重启采集流程，以便调整参数后刷新磁珠群体数据。




图 1

9.4.3 同时，调整参数窗口（左上角）中 APC 和 APC-Cy7 通道的增益值，确保所有磁珠在区域内均匀分布且彼此分离。若 APC 和 APC-Cy7 荧光信号超过图表的最大采集范围，需降低这两个通道的增益值；反之则需提高增益值。通过工具栏点击椭圆形门控（也可使用其他图形门控方式），用鼠标将细胞群拖拽至点阵图中心。对每个磁珠簇进行门控处理并标注靶标（见图 2）。

注：电压变化将导致磁珠整体位置发生偏移，但其彼此间的相对位置将保持不变。




图 2

9.4.4 将 PE 质控磁珠管振荡 30 秒以使磁珠重新悬浮。在仪器上读取 PE 质控磁珠 120 μ L。

9.4.5 调整参数窗口(窗口左上角)中 PE 通道的增益值,使总磁珠的中位荧光强度(PE 通道)约为 $(1.5-5) \times 10^5$ (图 3)。注: PE 通道电压对获得最佳标准曲线至关重要。若电压设置过低,标准曲线低端可能趋于平台期,导致检测灵敏度降低;若电压设置过高,则标准曲线高端可能出现平台期。




图 3

9.4.6 保存模板并重命名模板,随后进入设置流程的下一步骤。

9.5 样本采集使用预存模板

使用已有模板进行样本采集,请遵循以下操作说明。

9.5.1 从 Novoexpress 软件主界面,依次点击文件>>新建>>新建空白实验。

9.5.2 从培养板或试管中选择所有样本孔,右键单击鼠标并选择新建。随后所有样本孔信息(如: A1、A2、A3)将显示在右下角窗口中。

9.5.3 选择任意样本孔(如 A1),右键单击鼠标并依次选择导入>>导入模板>>选择对应模板>>确定。注:该模板仅适用于特定样本孔(如 A1)。

9.5.4 将样本孔拖动至标本处，从弹出窗口中选择“将模板粘贴至所有样本”。此时，该模板已应用于所有样本。

9.5.5 从窗口左下角点击运行板 >> 选择待运行孔位 >> 运行 >> 命名实验文件。

9.5.6 流式细胞仪现已准备就绪，可进行样本采集。

9.6 数据导出与分析：

9.6.1 所有测试孔数据采集完成后，从工具栏点击统计表格>>新建，随即弹出表格界面。可选择所需参数（包括磁珠球数及 PE 通道的 MFI），并导出表格，示例如下表。

孔位	靶标 1 球数	靶标 2 球数	靶标 3 球数	靶标 N 球数	靶标 1 PE-H	靶标 2 PE-H	靶标 3 PE-H	靶标 N PE-H
A1								
A2								
A3								
A4								
A5								
A6								
A7								
A8								
A9								
A10								
A11								
A12								
.....								


9.6.2 使用 Proteintech 网站列举的 VBA 分析工具，处理原始数据，链接如下：
https://www.ptgcn.com/static/VBA_Template.xlsm

9.6.3 计算各标准品与样品的平均 MFI 值，并减去零标准品的平均 MFI 值。采用四参数逻辑曲线拟合（4-PL）分析法分析，将各标准品的平均 MFI 值绘制在 y 轴、浓度值绘制在 x 轴上构建标准曲线。若样品经稀释处理，则需将浓度值乘以稀释倍数。

10. 实验参数

10.1 标准曲线

此标准曲线仅用于示例说明。每次检测应由实际检测值生成相应的标准曲线。



10.2 精密度

板内精密度：3 个不同浓度梯度的样本在同 1 次实验中重复测定 8 次；

板间精密度：3 个不同浓度梯度的样本在 4 次不同实验中重复测定 4 次。

靶标	样品	板内精密度 (n=8)			板间精密度 (n=16)		
		平均值 (pg/mL)	标准差	变异系数 (%)	平均值 (pg/mL)	标准差	变异系数 (%)
IL-6	样本 1	1203.7	21.5	1.8	1184.5	28.2	2.4
	样本 2	311.6	5.0	1.6	306.6	7.6	2.5
	样本 3	72.4	3.8	5.3	72.3	4.8	6.6
IL-10	样本 1	2701.6	52.1	1.9	2710.4	62.3	2.3
	样本 2	654.9	19.4	3.0	643.3	25.0	3.9
	样本 3	129.0	11.9	9.2	125.5	9.8	7.8
IL-1beta	样本 1	493.7	10.4	2.1	488.0	10.2	2.1
	样本 2	121.8	5.1	4.2	122.9	3.0	2.5
	样本 3	25.6	2.4	9.3	27.0	1.9	6.9
TNF-alpha	样本 1	497.4	5.8	1.2	489.8	11.4	2.3
	样本 2	124.1	2.2	1.8	122.9	3.4	2.8

靶标	样品	板内精密度 (n=8)			板间精密度 (n=16)		
		平均值 (pg/mL)	标准差	变异系数 (%)	平均值 (pg/mL)	标准差	变异系数 (%)
	样本 3	28.1	1.1	3.8	28.8	1.7	6.0

10.3 回收率

血清及细胞上清样本使用样本稀释剂进行两倍预稀释后，在标曲范围内选择高、中、低 3 个浓度，进行加标回收率实验，结果如下：

靶标	血清		细胞上清	
	均值 (%)	范围 (%)	均值 (%)	范围 (%)
IL-6	91	82-106	88	79-95
IL-10	94	80-110	88	79-97
IL-1beta	89	79-96	85	72-92
TNF - alpha	78	71-81	83	75-92

10.4 样本值

鼠血清 - 应用本试剂盒，检测 12 例小鼠血清样本中 IL-6、IL-10、IL-1beta 及 TNF - alpha 的浓度，所有样本都低于最低可检测浓度值。

小鼠注射 15 µg 脂多糖 LPS，并在注射后 2 小时放血。应用本试剂盒，检测小鼠血清样本中小鼠 IL-6、IL-10、IL-1beta 及 TNF - alpha 的浓度。

	IL-6 (pg/mL)	IL-10 (pg/mL)	IL-1 beta (pg/mL)	TNF-alpha (pg/mL)
LPS刺激后小鼠血清	66531.7	29289.8	76.0	6652.0

细胞上清 - EL-4小鼠淋巴母细胞(9 × 10⁵个细胞/mL)在含有10%胎牛血清, 10 µg/mL PHA和10 ng/mL PMA的DMEM中培养2天。收集细胞上清，检测小鼠 IL-6, IL-10, IL-1beta, TNF- alpha的浓度。

刺激条件	IL-6 (pg/mL)	IL-10 (pg/mL)	IL-1 beta (pg/mL)	TNF-alpha (pg/mL)
未刺激 (2天)	ND	ND	ND	ND

刺激（2天）	59.1	ND	ND	10014.4
--------	------	----	----	---------

在含有 10% 胎牛血清、 50 μ M β -巯基乙醇、2 mM L-谷氨酰胺、100 U/mL 青霉素和 100 μ g/mL 硫酸链霉素的 RPMI 培养基中培养小鼠骨髓瘤细胞 SP2/0 (1×10^6 个细胞/mL)，培养3天。收集细胞上清，检测小鼠 IL-6, IL-10, IL-1beta, TNF- alpha 的浓度。

	IL-6 (pg/mL)	IL-10 (pg/mL)	IL-1 beta (pg/mL)	TNF-alpha (pg/mL)
SP2/0	ND	7832	ND	ND

小鼠单核巨噬细胞 J774.A1 (1×10^6 个细胞/mL) 在含有 10%胎牛血清的 DMEM 培养基中培养。用 2.5 μ g/mL LPS 和 100 ng/mL GM-CSF 刺激细胞 3 天。收集细胞上清，检测小鼠 IL-6, IL-10, IL-1beta, TNF- alpha 的浓度。

刺激条件	IL-6 (pg/mL)	IL-10 (pg/mL)	IL-1 beta (pg/mL)	TNF-alpha (pg/mL)
未刺激（3天）	ND	ND	ND	154.1
刺激（3天）	13332.7	137.2	226.0	2,306.3

ND*=未检出

10.5 灵敏度

最低可检测浓度值：20 个重复零孔样本 PE 通道的荧光强度中位数（MFI）的平均值加上两倍标准差得到的 MFI 值带入标准曲线拟合出对应的浓度值。

靶标	灵敏度 (pg/mL)
IL-6	16.78
IL-10	51.09
IL-1 beta	6.02
TNF - alpha	3.13

10.6 线性

小鼠血清加入高浓度的各靶标混合蛋白，梯度稀释后检测样本加标线性，线性数据如下：

		IL-6	IL-10	IL-1 beta	TNF - alpha
--	--	------	-------	-----------	-------------

1:2	均值 (%)	86	102	79	69
	范围 (%)	84-88	99-105	73-84	66-72
1:4	均值 (%)	92	110	91	84
	范围 (%)	92-93	104-115	85-96	82-87
1:8	均值 (%)	98	109	96	93
	范围 (%)	97-100	101-119	96-96	92-94
1:16	均值 (%)	107	107	95	98
	范围 (%)	104-110	97-117	91-98	98-98

细胞上清检测 IL-10, IL-1 beta 和 TNF - alpha 靶标时用对应样本稀释液稀释样本, 使稀释后的检测值处于标曲范围内, 线性数据如下:

细胞上清检测 IL-6 靶标时加入高浓度的靶标蛋白, 梯度稀释后检测样本加标线性, 线性数据如下:

(细胞上清样本预稀释 16 倍用于 TNF-alpha 靶标检测)

		IL-6	IL-10	IL-1 beta	TNF - alpha
1:2	均值 (%)	89	100	100	100
	范围 (%)	87-91	-	-	-
1:4	均值 (%)	90	112	100	107
	范围 (%)	89-90	111-112	100-101	100-113
1:8	均值 (%)	92	103	97	103
	范围 (%)	90-94	103-103	93-102	98-107
1:16	均值 (%)	95	91	88	92
	范围 (%)	92-97	90-91	83-94	84-100

10.7 特异性

在本试剂盒中, 分别加入 50 ng/mL 以下分析物, 无明显交叉反应。

IL-6	IL-10	IL - 1 beta	TNF - alpha
Human IL-6	Human IL-10 R	Mouse IL-1ra	Mouse CD40
Mouse gp130	Human IL-10	Mouse IL-2	Mouse CD40 Ligand
Mouse IL-11	Rat IL-10	Mouse IL-4	Mouse Fas
Mouse LIF	Pig IL-10	Mouse IL-5	Mouse LIF
Mouse OSM		Mouse IL-6	Mouse OPG

Pig IL-6		Mouse IL-7	Mouse TNF- β
Human IL-6		Mouse IL-9	Human TNF- α
		Mouse IL-12 p40	
		Mouse IL-13	
		Mouse IL-15	
		Mouse IL-20	
		Mouse IL-23 R	
		Rat IL-1 α	
		Human IL-1 β	
		Pig IL-1 β	

IL - 1 beta 抗体对中加入 50 ng/mL 大鼠 IL-1 β 细胞因子，有交叉反应,交叉反应约为 18%。

11. 参考文献

1. Sheller J. et al. (1988). Behring Inst Mitt. (83):40-7.
2. Heinrich PC. et al. (2003). Biochem J. 374: 1-20.
3. Mosmann, T R. Advances in immunology vol. 56 (1994): 1-26.
4. Kühn, R et al. Cell vol. 75,2 (1993): 263-74.
5. Dinarello CA. et al. (1996). Blood. 87: 2095-147.
6. Bird S. et al. (2002). Cytokine Growth Factor Rev. 13: 483-502.
7. Agbanoma, Gideon et al. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) vol. 188,3 (2012): 1307-17.
8. Kriegler, M et al. Cell vol. 53,1 (1988): 45-53.