

Mouse anti- 细胞角蛋白 5&6

细胞角蛋白 5&6 抗体试剂 (免疫组织化学)

Catalog Number: DA00007



抗体功能信息

特异性: 此抗体可以与人的细胞角蛋白 5&6 反应。

应用: 细胞角蛋白5&6是细胞角蛋白家族中的一种中间丝蛋白, 分子量为58 kDa。细胞角蛋白5&6在正常的组织中可表达于鳞状上皮和导管上皮的基底细胞以及部分的鳞状上皮生发层细胞、肌上皮细胞和间皮细胞中, 而绝大多数腺上皮细胞几乎不表达。因此, 可用于鳞癌和腺癌、间皮瘤和腺癌的鉴别诊断。亦可用于乳腺、涎腺、前列腺上皮来源肿瘤良、恶性的鉴别诊断。

在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 和多个靶标一起, 共同为医师提供诊断的辅助信息。

阳性部位: 细胞浆

阳性对照: 肺鳞癌

抗体基本信息

种属: 小鼠

克隆号: 1A1C5

Ig 分类: IgG2b

适用组织: 石蜡切片

修复方式: Tris-EDTA 热修复


储存条件: 2-8°C (见包装标签)

方法与步骤


样本处理: 热修复

一抗孵育条件: 37°C, 1h

结果:



组织: 肺鳞癌
显色: DAB 显色



组织: 肺鳞癌
显色: DAB 显色

参考文献

- 1.Trask DK; et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990 Mar;87(6):2319-23.
- 2.Moll R; et al.Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol. 1989;58(2):129-45.
- 3.Otterbach F; et al. Histopathology. 2000 Sep;37(3):232-40.
- 4.Chu PG; et al. Mod Pathol. 2002 Jan;15(1):6-10.

更多资料信息请联系:

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (tollfree in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
D: Proteintech Inc 5400 Pearl Street, Suite 300 Rosemont, IL 60018, USA
E: proteintech@ptglab.com (USA)
W: www.ptglab.com(USA)

电话: 027 8753 1629 027 8753 1627
地址: 湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号 D3-3
武汉三鹰生物技术有限公司 (中国)
邮箱: Proteintech-CN@ptglab.com (中国)
网站: www.ptgcn.com (中国)