



高品质预染 蛋白 Marker




货号: PL00001

分子量范围: 10-180kDa
蛋白质常规分子量预染标记



货号: PL00002

分子量范围: 3-245kDa
蛋白质宽范围分子量预染标记



货号: PL00003

分子量范围: 10-310kDa
蛋白质超宽分子量预染标记

产品特点

- 适用广泛 — 参考条带多, 分子量范围广
- 三色预染 — 条带颜色鲜亮清晰
- 检测精准 — 多种电泳条件下校正分子量变化
- 操作简便 — 直接上样, 无需任何预处理
- 品质保证 — 批次间质量稳定
- 性价比高 — 上样量少, 效果佳

Proteintech免疫学实验常用试剂

样本制备相关

WB、FC、ChIP

免疫印迹实验相关

常规、速溶颗粒

免疫沉淀实验相关

IP、Co-IP、ChIP

免疫染色实验相关

IF、IHC

细胞实验相关

培养、保存、检测

单抗开发与应用相关

佐剂、培养基、鉴定试剂盒

ELISA实验相关

TMB显色试剂盒、抗体保护剂

蛋白纯化相关

GST标签、His标签

其他实验相关


核酸电泳、标记试剂盒

Proteintech

为您提供全套免疫学研究工具

超过12万次SCI文献引用

200次荣登顶尖期刊封面文章




抗体 · Antibodies



覆盖人类基因组靶标

兔多抗/鼠单抗/修饰性抗体
重组兔单抗/羊驼纳米抗体
中和抗体/病理诊断抗体

ELISA试剂盒 · ELISA kits



多重技术鉴定精选抗体对

经典Human/Mouse/Rat系列
精品Authentikine®系列

蛋白质 · Proteins



天然生物活性/GMP级别

HumanXpress®人源细胞表达系统
Humankine®细胞因子

试剂 · Reagents



实验室检测验证

质检验证/品种齐全
免疫学实验常用



Proteintech公司于2001年成立，是一家专注于抗体、蛋白质和ELISA试剂盒研发生产的优秀制造商，产品覆盖生命科学各个领域，精准全面为科研人员服务。



2018年Proteintech收购美国顶尖活性蛋白公司HumanZyme



2020年Proteintech全资收购德国纳米抗体巨头Chromotek



2021年Proteintech战略投资表观遗传学产品专家Active Motif

查询请登录Proteintech中文官网www.ptgcn.com
订购请联系Proteintech当地授权代理商。



官方公众号