

## ELISA 洗涤液(5×)

产品编号: B200020

包装规格: 100mL

### 产品简介:

Proteintech 生产的 ELISA 洗涤液适用于 ELISA 实验中封闭后、一抗或酶标二抗孵育后的洗涤, 适当的洗涤可以降低背景, 增强信噪比。本产品为 5 倍的浓缩液。

### 保存条件:

4°C 保存, 1 年有效。

### 使用说明:

1. 使用前取 100mL ELISA 洗涤液, 加入 400mL 蒸馏水, 混匀即可。
2. 封闭后、一抗或酶标二抗孵育结束后, 加入 200μL 洗涤液, 在摇床上洗涤 5 分钟, 除去洗涤液。重复洗涤三次。然后进行 ELISA 后续的操作。
3. 没有用完的 ELISA 洗涤液可室温保存, 请于两周内使用。
4. ELISA 操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

### 注意事项:

1. ELISA 洗涤液是无色透明性状, 如出现变色或沉淀, 应该丢弃。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。