

Mouse anti- 细胞角蛋白 19

细胞角蛋白 19 抗体试剂 (免疫组织化学)

Catalog Number: DA00009



抗体功能信息

特异性: 此抗体可以与人的细胞角蛋白 19 反应。

应用: CK19分子量为40 kDa, 存在于正常上皮细胞, 特别是单层上皮细胞和间皮细胞。该抗体主要用于腺癌的诊断, 包括结肠腺癌、胃腺癌、胰腺癌和乳腺癌等。虽然大约50-60%的甲状腺滤泡状癌可通过该抗体进行标记, 但是该抗体主要用于确定甲状腺乳头状癌。

在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 和多个靶标一起, 共同为医师提供诊断的辅助信息。

阳性部位: 细胞浆

阳性对照: 甲状腺癌, 结肠

抗体基本信息

种属: 小鼠

克隆号: 3G1E4

Ig 分类: IgG2b

适用组织: 石蜡切片

修复方式: Tris-EDTA 热修复


储存条件: 2-8°C (见包装标签)

方法与步骤


样本处理: 热修复

一抗孵育条件: 37°C, 1h

结果:



组织: 甲状腺癌
显色: DAB 显色



组织: 人结肠
显色: DAB 显色

参考文献

1. Zubair W, et al., Hum Pathol.30:1166-1171, 1999.
2. Judkins AR, et al., Hum Pathol.30:1373-1376, 1999.
3. Cerilli LA, et al., Am J Clin Pathol.118:186-193, 2002.
4. Nasser SM, et al., Cancer (Cancer Cytopathol).90:307-11,2000.

更多资料信息请联系:

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (tollfree in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
D: Proteintech Inc 5400 Pearl Street, Suite 300 Rosemont, IL 60018, USA
E: proteintech@ptglab.com (USA)
W: www.ptglab.com(USA)

电话: 027 8753 1629 027 8753 1627
地址: 湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号 D3-3
武汉三鹰生物技术有限公司 (中国)
邮箱: Proteintech-CN@ptglab.com (中国)
网站: www.ptgcn.com (中国)