

重组二抗 新突破

超强信号


批间稳定

超高性价比




Multi-rAb重组二抗是精确设计的重组单克隆抗体的混合物，可识别同一IgG上的多个互补表位。这些多克隆二抗混合物中的每个重组单克隆都经过严格的鉴定和筛选，同时具备多克隆抗体的高灵敏度及单克隆抗体的高特异性，超强信号，批间稳定，超高性价比，可大量稳定供应。


内源性免疫学实验验证




▲ 不同类型样本的WB分析
一抗: Beta Catenin抗体
(货号: 51067-2-AP)
稀释比1:50000
二抗: RGAR001, 稀释比1:5000




▲ 不同类型样本的荧光WB分析
一抗: Beta Tubulin抗体
(货号: 80713-1-RR)
稀释比1:20000
二抗: RGAR006, 稀释比1:10000



▲ 石蜡包埋的人结肠组织切片的IHC分析
一抗: Villin抗体 (货号: 66096-1-Ig)
二抗: RGAM011




▲ 小鼠小鼠组织的IF分析
绿色: 一抗: NeuN抗体
(货号: 26975-1-AP)
二抗: RGAR002
红色: 一抗: Calbindin-D28k抗体
(货号: 66394-1-Ig)
二抗: RGAM004




▲ MCF-7细胞的FC分析
一抗: CD8 抗体 (货号: 65204-1-Ig)
Mouse IgG2a同型对照抗体
(货号: 66360-2-Ig)
二抗: RGAM004

极小的物种交叉反应性




▲ 直接法ELISA分析RGAR001和不同物种IgG的交叉反应性, 结果表明它与兔以外其他物种的交叉反应性极小。



▲ 直接法ELISA分析RGAM001和不同物种IgG的交叉反应性, 结果表明它与小鼠和大鼠 (与小鼠同源性高) 以外其他物种的交叉反应性极小。

批次间高度一致性



▲ 不同批次重组二抗的WB分析
一抗: EIF3E鼠单抗 (货号: 67095-1-Ig), 稀释比1:50000
二抗: 三个不同批次的重组二抗 (货号: RGAM001), 稀释比1:5000



Multi-rAb重组二抗产品目录

类型	Multi-rAb 重组二抗名称	货号	应用
Anti-Rabbit	Multi-rAb HRP-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR001	WB, ELISA
	Multi-rAb Polymer HRP-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR011	IHC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 488-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR002	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 555-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR003	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 594-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR004	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 647-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR005	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 750-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR006	WB, IF, FC
Anti-Mouse	Multi-rAb HRP-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM001	WB, ELISA
	Multi-rAb Polymer HRP-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM011	IHC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 488-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM002	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 555-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM003	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 594-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM004	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 647-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM005	IF, FC
	Multi-rAb CoraLite® Plus 750-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM006	WB, IF, FC

新型荧光染料CoraLite® Plus

CoraLite® Plus系列是Proteintech公司自有的荧光染料，该染料采用超亲水dPEG®技术，具有更高的生物相容性及水溶性，极大提升了荧光亮度及光稳定性。

Proteintech旗下品牌



proteintech™

抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



humankine®

人源细胞表达高活性蛋白



chromotek®

纳米抗体创新试剂



proteintech®
genomics

单细胞和空间多组学分析检测

ACTIVE MOTIF®
Enabling Epigenetics Research

表观遗传学专家(独家代理)

