

助力探索阿尔茨海默病的病理核心

Tau与磷酸化Tau抗体

神经纤维缠结（NFT）是由过度磷酸化的Tau蛋白聚集而成，是阿尔茨海默病（AD）的典型病理标志。Tau蛋白上已知存在超过85个磷酸化位点，对这些残基的精准检测对于理解疾病机制、发现潜在生物标志物以及开发靶向疗法至关重要。

Proteintech依托其领先的抗体研发平台，提供涵盖总Tau蛋白及多个关键磷酸化位点的优质抗体产品，全面支持AD研究的各个层面。

抗体类型多

✓ 重组兔单抗

✓ 兔多抗

✓ 小鼠单抗

✓ 重组兔多抗

高特异性

✓ 内源性免疫学实验充分验证

✓ 3D表位图谱

多种缓冲液类型


✓ 含PBS、叠氮钠、甘油

✓ 仅含PBS


TAU免多抗

(货号: 10274-1-AP)


80篇
SCI文献引用



样本: 小鼠大脑裂解液
抗体稀释比: 1:6000



样本: 人脑组织石蜡切片




样本: 小鼠大脑组织冰冻切片


Phospho-TAU(Thr217) 重组兔单抗

(货号: 87428-1-RR)

NEW



样本: 小鼠全血
抗体稀释比: 1:1000




样本: 正常人脑组织和AD人脑组织石蜡切片


Phospho-TAU (Thr231) 重组兔单抗

(货号: 80101-7-RR)


1篇
SCI文献引用



样本: SH-SY5Y裂解液
抗体稀释比: 1:2000



样本: AD人脑组织石蜡切片




样本: 3xTg-AD小鼠模型的脑组织
绿色: Phospho-Tau (Thr231)抗体
红色: GFAP抗体, 星形胶质细胞


Phospho-TAU (Ser202/Thr205) 重组兔单抗

(货号: 82568-1-RR)

9篇
SCI文献引用



样本: 小鼠大脑裂解液
抗体稀释比: 1:20000



样本: λ磷酸酶处理及未处理的小鼠大脑
抗体稀释比: 1:500

总 TAU 蛋白	货号	适用应用	适用物种	抗体类型	SCI 文献
TAU	10274-1-AP	WB, IHC, IF-P, IF-Fro, ELISA	Human, Mouse, Rat	兔多抗	80
	66499-1-Ig	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig	小鼠单抗	34
	82846-5-RR	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human, Mouse, Rat	重组兔单抗	-
TAU 磷酸化位点	货号	适用应用	适用物种	抗体类型	SCI 文献
Ser202/Thr205	82568-1-RR	WB, IF-P, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	9
Thr231	80101-7-RR	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	1
Ser396	87029-11-RR	WB, IF-P, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Thr181	28866-1-AP	WB, ELISA	Human, Mouse	兔多抗	18
Thr212/Ser214	87103-1-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	1
Ser404	81383-1-RR	WB, IF-P, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	13
Ser199	86995-1-RR	WB, IF-P, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Thr205	86669-1-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Thr217	87428-1-RR	WB, IHC, Dot Blot, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
	31138-1-AP	WB, ELISA	Human, Mouse	兔多抗	-
Ser214	87043-3-RR	WB, ELISA	Human, Mouse, Rat	重组兔单抗	-
Ser202	86748-1-RR	WB, IF-P, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Thr212	86973-2-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Ser199/202	87053-2-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Ser396/404	87061-1-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Ser198	86741-1-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Ser262/Thr263	87052-5-RR	WB, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Ser409	87019-1-RR	WB, IF-P, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
Ser413	87025-7-RR	WB, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-

更多阿尔茨海默病 (AD) 研究相关抗体

靶点	货号	适用应用	适用物种	抗体类型	SCI 文献
14-3-3	66061-1-Ig	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Rat, Mouse, Pig	小鼠单抗	6
	14503-1-AP	WB, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	兔多抗	23
APOE	83728-4-RR	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Mouse, Rat	重组兔单抗	4
	66830-1-Ig	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human	小鼠单抗	34
	18254-1-AP	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	兔多抗	34
APP/Beta Amyloid	25524-1-AP	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat	兔多抗	159
BACE1	12807-1-AP	WB, IHC, IF-P, IF-Fro, IP, ELISA	Human, Mouse, Zebrafish, Rat	兔多抗	48
	88725-1-RR	WB, IF/ICC, ELISA	Mouse, Rat, Human	重组兔单抗	-
CDK5	10430-1-AP	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	兔多抗	29
	68514-1-Ig	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse	小鼠单抗	3
	84749-1-RR	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	重组兔单抗	-
GSK3B	22104-1-AP	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	兔多抗	512
	82061-1-RR	WB, IHC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	重组兔单抗	35
	67329-1-Ig	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Pig	小鼠单抗	39
	RMX00019	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	重组兔多抗	-
Phospho-GSK3B (Ser9)	67558-1-Ig	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	小鼠单抗	163
Phospho-GSK3A (Tyr279)/ GSK3B (Tyr216)	29125-1-AP	WB, ELISA	Human	兔多抗	27
	82371-5-RR	WB, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	-
TDP-43	10782-2-AP	WB, IHC, IF/ICC, IF-Fro, FC (Intra), IP, ChIP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Zebrafish	兔多抗	1787
	80002-1-RR	WB, IHC, IHC-Autostainer, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), IP, ELISA, ChIP-qPCR	Human, Mouse, Rat	重组兔单抗	9
	60019-2-Ig	WB, IHC, IP, ELISA	Human	小鼠单抗	131
Phospho-TDP43 (Ser409/410)	80007-1-RR	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse	重组兔单抗	35
	22309-1-AP	WB, ELISA	Human, Mouse	兔多抗	153
	66318-1-Ig	WB, ELISA	Human, Mouse, Rat	小鼠单抗	23
Phospho-TDP43 (Ser403/404)	66079-1-Ig	WB, ELISA	Human, Mouse	小鼠单抗	13

PTG·深耕25年 专注抗体·免疫

超过50万次SCI文献引用

1800余次荣登顶尖期刊封面文章

30000+抗体

8000+抗体对

2000+ELISA试剂盒

14000+重组蛋白

300+实验试剂

CRO技术服务



产品查询，实验方案
扫码咨询Able生物科研智能体