




proteintech™

Antibodies | ELISA kits | Proteins

纳米抗体 来势凶“萌”



活动时间

5月6日—6月30日

活动内容

购买Chromotek纳米抗体相关产品，即可赠送可爱羊驼玩偶；
每单满5000元加赠一张百元电影券。



活动说明

- 该活动仅限Proteintech旗下Chromotek品牌产品；
- 参与活动的产品不限规格；
- 活动详情请咨询Proteintech当地授权代理商。

本活动最终解释权归Proteintech中国公司所有

德国Chromotek公司成立于2008年

专注羊驼纳米抗体相关试剂的研发和生产

GFP-Trap 免疫沉淀金牌伴侣

抗GFP的纳米抗体偶联的beads


2300+SCI文献引用，免疫沉淀实验金标准

结构稳定：不会断裂，无普通抗体轻链与重链污染

性质稳定：耐高温，耐酸碱缓冲液等苛刻的孵育条件

亲和力高：抓捕牢固不易脱落，可显著缩短反应时间

goldstandard
for IP of GFP-fusion proteins



▲ GFP-Trap在免疫沉淀中抓取蛋白完全

I: Input, FT: flow through (non-bound), B: bound



PrometheusNT.48
精确验证，品质卓越



2020年荣获CiteAb
年度“最佳成像奖”

其他纳米抗体相关产品

- ✓ 纳米抗体/V_HH:
分子量仅15 kDa，穿透性强，稳定性高
- ✓ Nano-Boosters/Nano-Lables:
纳米抗体偶联荧光素
- ✓ Nano-Secondaries®:
偶联荧光染料的纳米抗体二抗
- ✓ Nano-CaptureLigands™:
纳米抗体偶联生物素
- ✓ Fluorescent Two-Hybrid (F2H®) Assay :
快速简便研究蛋白质互作
- ✓ Spot-Tag®:
通用肽标签

文献引用，口碑之选

Chromotek产品SCI文献引用已突破5000次

《Cell》、《Nature》、《Science》及其子刊引用超过800次

深受科学家青睐和市场认可



2020年Proteintech全资收购纳米抗体巨头Chromotek，
开启抗体新纪元！