

外泌体研究相关产品




Proteintech 提供外泌体研究整体解决方案

外泌体是介导细胞间通讯与分子转运的核心载体，广泛存在于体液中，是当前肿瘤机制研究、液体活检与临床转化的热点研究方向。


Proteintech 提供外泌体研究整体解决方案，包含常规抗体、流式抗体、单链抗体 scFv、分离及提取试剂盒等多种产品，适配蛋白质免疫印迹（WB）、常规流式、纳米流式多类检测平台，全面覆盖从外泌体样本基础分离鉴定到肿瘤相关外泌体应用研究的需求。

研究阶段	具体类别	Proteintech 可提供产品	主要特点及应用
外泌体分离及鉴定	外泌体鉴定相关标志物抗体	重组兔单抗 / 小鼠单抗 / 兔多抗	齐全的阳性 / 阴性标志物抗体，适配 WB 等多种检测平台
		重组流式抗体	提供常规重组流抗 / Fc 沉默流抗，适配流式检测
		单链抗体 scFv	重组生产，分子量小，穿透性强，适配纳米流式检测
		抗体组合套装	含多个外泌体核心靶点，20 μ L 小包装，节约实验成本
	外泌体分离及富集	外泌体分离及蛋白提取试剂盒	用于富集完整的外泌体，也可用于制备外泌体蛋白
外泌体功能及应用	肿瘤相关外泌体蛋白标志物抗体	常规抗体 / 重组流抗 / 单链抗体 scFv	适配 WB、流式、纳米流式检测，覆盖十大热门肿瘤种类

蛋白质免疫印迹（WB）鉴定外泌体



纳米流式技术鉴定外泌体



关于 Proteintech

Proteintech 于 2001 年创立，是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司，其全球三大研发生产中心可提供抗体、ELISA 试剂盒、重组蛋白、实验试剂及高品质 CRO 技术服务；Proteintech 已通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证，其建设的 GMP 级别实验室拥有完备的 GMP 管理系统，可满足客户的多种产品需求，高效助力全球生命科学及医学诊断领域取得突破性成果。

抗体 | ELISA 试剂盒 | 重组蛋白 | 辅助试剂 | CRO 服务

旗下品牌



独家代理



外泌体鉴定相关标志物抗体 可提供二十余种荧光染料进行偶联

靶点名称	适用物种	查询货号	克隆号	抗体类型
CD9	Human	98095-1-RR	240830E6	重组流抗
		FcA98095	240830E6	FcZero-rAb®
	Mouse	98270-1-RR	242432C7	重组流抗
		FcA98270	242432C7	FcZero-rAb®
CD63	Human	98318-1-RR	241964E1	重组流抗
CD81	Human	98202-1-RR	241722G4	重组流抗
		FcA98202	241722G4	FcZero-rAb®

靶点名称	适用物种	查询货号	克隆号	抗体类型
CD81	Human	65644-1-MR	5A6	重组流抗
		FcA65644	5A6	FcZero-rAb®
	Mouse	65680-1-AR	EAT2	重组流抗
CD82	Human	98278-1-RR	241765F7	重组流抗
EPCAM/ CD326	Human	98303-5-RR	250626C6	重组流抗
		FcA98303-5	250626C6	FcZero-rAb®

肿瘤相关外泌体蛋白标志物抗体 可提供二十余种荧光染料进行偶联

癌症类型	靶点名称	适用物种	查询货号	克隆号	抗体类型
肺癌	CD151	Human	98881-1-RR	252763F9	重组流抗
	EGFR	Human	98344-1-RR	242684A1	重组流抗
		Mouse	98632-1-RR	250760H6	重组流抗
	MUC1/CA15-3	Human	98901-1-RR	261143A1	重组流抗
乳腺癌	CD47	Human	98131-1-RR	240997D8	重组流抗
			FcA98131	240997D8	FcZero-rAb®
	HER2/ErbB2	Human	98304-3-RR	242436C4	重组流抗
	Survivin	Human	98624-1-RR	251227G1	重组流抗
结直肠癌	CD147	Human	98558-1-RR	251215H5	重组流抗
		Mouse	98229-1-RR	241852B4	重组流抗
			FcA98229	241852B4	FcZero-rAb®
	CEA/CD66e	Human	98012-1-RR	230353B7	重组流抗
			FcA98012	230353B7	FcZero-rAb®
	Prion protein PrP/CD230	Human	98414-4-RR	243104D11	重组流抗
胃癌	CD14	Human	98040-1-RR	230332D7	重组流抗
			FcA98040	230332D7	FcZero-rAb®
		Mouse	98020-1-RR	240225C2	重组流抗
	PD-L1/CD274	Human	FcA98020	240225C2	FcZero-rAb®
			98062-1-RR	240721H8	重组流抗
		Mouse	FcA98062	240721H8	FcZero-rAb®
			98166-1-RR	240993E1	重组流抗
			FcA98166	240993E1	FcZero-rAb®
前列腺癌	PSMA/GCPII	Human	98506-5-RR	250119E2	重组流抗
			98279-1-RR	242026E6	重组流抗
			FcA98279	242026E6	FcZero-rAb®
卵巢癌	CD24	Human	98615-1-RR	251208G3	重组流抗
		Mouse	98176-1-RR	241691D7	重组流抗
			FcA98176	241691D7	FcZero-rAb®
	L1CAM/CD171	Human	98130-1-RR	240978A7	重组流抗
			FcA98130	240978A7	FcZero-rAb®
胶质母细胞瘤	CD44	Human	98333-3-RR	242345G9	重组流抗
			FcA98333-3	242345G9	FcZero-rAb®
		Mouse	98359-2-RR	242666F8	重组流抗
	CD73	Human	FcA98359-2	242666F8	FcZero-rAb®
			98566-1-RR	251250H3	重组流抗
		Mouse	98199-1-RR	241541G9	重组流抗
			FcA98199	241541G9	FcZero-rAb®

外泌体鉴定相关标志物抗体 - 单链抗体 scFv 重组技术 生物定点标记技术

靶点名称	适用物种	查询货号	克隆号
CD9	Human	SF98095-1-RR	240830E6
CD63	Human	SF98318-1-RR	241964E1
CD81	Human	SF98202-1-RR	241722G4
EPCAM/CD326	Human	SF98303-5-RR	250626C6

FcZero-rAb®: 即 Fc 沉默重组流式抗体, 采用 Fc 沉默及定点定量标记专利技术, 完全消除 Fc 效应, 无需使用 Fc 受体封闭剂, 同时可保证各批次荧光强度的高度均一性。

外泌体鉴定相关标志物抗体

常规抗体

高特异性

多场景应用

外泌体阳性标志物					
靶点名称	抗体货号	抗体类型	适用应用	适用物种	文献
Alix	RMX00081	重组兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	-
	86644-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat	1
	67715-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat, Monkey	34
	12422-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Canine, Monkey, Hamster	346
Annexin V	RMX00072	重组兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat	-
	83929-1-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
	66245-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Pig	1
	11060-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Mouse, Pig, Rat	45
CD9	RMX00018	重组兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-
	84142-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF, ELISA	Human	1
	60232-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	Human, Rabbit	161
	20597-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Monkey, Chicken, Goat, Bat	457
CD63	84507-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse	1
	67605-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human, Rat, Goat	124
	25682-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	Human, Rabbit, Monkey, Hamster, Goat, Sheep	582
CD81	84644-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human, Rat	2
	66866-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human, Pig, Rabbit, Monkey, Bovine	241
	27855-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human, Mouse, Rat, Canine, Zebrafish, Bovine	152
CD82	84617-7-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-
	66803-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human, Mouse	4
EPCAM/ CD326	84073-6-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	2
	66316-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	Human, Mouse	18
	21050-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IF-Fro, FC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Canine	120
Flotillin 1	83598-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	-
	67968-1-Ig	小鼠单抗	WB, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit	1
	15571-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	67
Flotillin 2	88149-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human	-
	66881-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit	9
	28208-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse	8
HSP70	80735-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat, Yeast	3
	66183-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Yeast, Mouse, Rat, Pig	58
	10995-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Sheep, Goat, Ostrich, C.Elegans, Oyster	423
HSP90	83950-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat	2
	60318-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Monkey, Chicken	135
	13171-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Chicken, Sheep, Fish, Carp	515
Syntenin-1	86968-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse	-
	68096-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, ELISA	Human	2
	22399-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Monkey	41
TSG101	RMX00026	重组兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	-
	84334-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat	3
	67381-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat, Rabbit, Monkey	86
	28283-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Monkey, Chicken, Bovine, Hamster, Goat	483
外泌体阴性标志物					
靶点名称	抗体货号	抗体类型	适用应用	适用物种	文献
Calnexin	81938-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat	8
	66903-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit	121
	10427-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Monkey, Chicken, Bovine, Hamster, Goat	687
Cytochrome c	83276-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse	-
	66264-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Mouse, Rat, Pig, Canine	165
	10993-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	Human, Canine, Monkey, Chicken, Bovine, Hamster, Goat, Duck, Hippo, Spongia	709
GOLGA2/ GM130	82705-8-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat	2
	66662-1-Ig	小鼠单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat, Duck	28
	11308-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human, Canine, Pig, Monkey, Zebrafish, Hamster, Sheep	205
GRP94	83147-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Pig	1
	60012-2-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human	11
	14700-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Mouse, Rat	66
Lamin A/C	81042-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human, Mouse, Rat	4
	10298-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human, Mouse, Rat, Monkey, Zebrafish, Bovine, Duck	324

外泌体抗体组合套装

20 μL 小包装，一盒打尽

靶点名称	抗体货号	抗体类型	适用应用	规格	基础包 (PK30023)	拓展包 (PK30024)
Alix	12422-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	20μl	√	√
CD63	25682-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	20μl	√	√
GOLGA2/GM130	66662-1-Ig	小鼠单抗	WB, IF/ICC, ELISA	20μl	√	√
HSP70	10995-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	20μl	√	√
TSG101	67381-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	20μl	√	√
Annexin V	66245-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	20μl		√
CD81	66866-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	20μl		√
CD9	84142-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	20μl		√
EpCAM	66316-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	20μl		√
HSP90	60318-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	20μl		√

外泌体分离及富集试剂盒

产品名称	货号	用途
外泌体分离及蛋白提取试剂盒（细胞培养上清 / 尿液）	PK10028	既可用于从细胞培养上清或尿液中富集完整的外泌体，也可用于制备外泌体蛋白

肿瘤相关外泌体蛋白标志物抗体

常规抗体

高特异性

多场景应用

癌症类型	靶点名称	抗体货号	抗体类型	适用应用	适用物种	文献
肺癌	CD151	85385-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human	-
		66567-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse	5
		27816-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse,Rat	2
	EGFR	83806-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human,Rat	3
		66455-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	Human	120
	EGFR-Specific	18986-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, CHIP, ELISA	Goat,Human,Mouse,Pig,Rat,Sheep,Sus Scrofa (Pig)	210
	LRG1	13224-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	Human,Mouse,Rat	41
	MUC1/CA15-3 C-terminal	83311-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse	-
		23614-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, CoIP, ELISA	Human,Mouse	18
乳腺癌	MUC1/CA15-3	60749-1-Ig	小鼠单抗	IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-
	Annexin A2	60051-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	14
		11256-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC (Intra), IP, CoIP, RIP, ELISA	Bovine,Chicken,Human,Monkey,Mouse,Pig,Rat,Zebrafish	98
	CD47	80928-2-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
		66304-1-Ig	小鼠单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	29
		20305-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	55
	HER2/ErbB2	84046-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse	1
		60311-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human	10
结直肠癌	CD147	18299-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-Fro, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat,Zebrafish	98
		86850-1-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
		66495-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	Human,Mouse,Rat	16
	Survivin	10508-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	Canine,Hamster,Human,Mouse,Rat,Zebrafish	177
	CEA/CD66e	82909-8-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse	-
		66443-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA	Human,Pig	11
		11989-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	49
		83653-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-
		68377-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, ELISA	Human	3
		10421-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, chIP, ELISA	Human,Mouse	15

癌症类型	靶点名称	抗体货号	抗体类型	适用应用	适用物种	文献
结直肠癌	CPNE3	83820-5-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human	1
		11186-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse	5
	Prion protein PrP/CD230	85611-4-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
		12555-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	10
肝癌	CAP1	68207-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Pig,Rabbit,Rat	3
		16231-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	Bovine,Human,Mouse,Pig,Rat	6
	Glypican 3	86694-1-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
		30021-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human	6
	S100A4	84221-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human,Mouse	-
		66489-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	31
		16105-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), IP, ELISA	Human,Mouse,Pig,Rat	81
	SMAD3	87035-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA, ChIP-qPCR	Human,Mouse,Rat	1
		66516-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ChIP, ELISA	Human,Mouse,Pig,Rabbit	156
		30130-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	Human,Mouse,Rat	12
胃癌	CD14	83055-8-RR	重组兔单抗	IHC, ELISA	Human	-
		60253-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA	Human,Mouse,Rabbit	21
		17000-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA	Human,Mouse,Pig,Rat,Sheep	85
	NNMT	84876-9-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human	-
		15123-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC (Intra), IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	31
	PD-L1/CD274	82719-15-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human,Mouse	2
		66248-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, CoIP, ChIP, ELISA, Blocking assay	Human,Mouse,Pig,Rat	560
		17952-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, IP, CoIP, ChIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	248
胰腺癌	TGF Beta 1	81746-2-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), ELISA	Canine,Chicken,Human,Mouse,Rabbit,Rat	74
		87562-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human	-
		66736-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse	11
	EPHA2	25749-1-AP	兔多抗	WB, ELISA	Human	1
		83318-4-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
		16700-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	21
	GPC1	87700-3-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human	-
		20319-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	Human,Rat	-
前列腺癌	ZIP4	20625-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, CoIP, ELISA	Hamster,Human,Mouse,Rat	28
		84044-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse	-
		66067-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA	Canine,Chicken,Human,Monkey,Mouse,Pig,Rat,Sheep	27
	Caveolin-1	16447-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	Bovine,Canine,Human,Monkey,Mouse,Pig,Rat,Zebrafish	125
		60315-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, CoIP, ELISA	Hamster,Human,Mouse,Rat	30
		11097-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Hamster,Human,Mouse,Rat	105
	c-SRC	84059-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human	1
		60338-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, ELISA	Human	8
	KLK3/PSA	10679-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	35
		84615-2-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human	-
卵巢癌	PSMA/GCPII	66678-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human,Mouse,Rat	6
		13163-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA, Blocking assay	Human,Monkey,Mouse,Rat	17
		86730-3-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human,Mouse,Rat	-
	CD24	67627-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human	7
		10600-1-AP	兔多抗	WB, IF, ELISA	Human,Mouse,Rat	22
		86697-1-RR	重组兔单抗	WB, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	1
	Claudin 3	16456-1-AP	兔多抗	IHC, IF, IP, ELISA	Human,Mouse,Pig,Rat,Sheep	53
		84034-4-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	Human	-
	L1CAM/CD171	67115-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human,Mouse,Pig,Rabbit,Rat	4
		20659-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse,Rat	9
胶质母细胞瘤	CD44	RMX00065	重组兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Rat	-
		84854-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-
		60224-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, CoIP, ELISA, Blocking assay	Human,Pig,Rabbit,Rat	99
		15675-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, CoIP, Neutralization, ELISA	Bovine,Goat,Human,Sika Deer	444
	CD73	86512-3-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human	-
		67789-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human,Mouse,Rat	-
		12231-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Bovine,Human,Mouse,Rat	69