



proteintech™



线粒体研究 相关抗体

ptgcn.com

Proteintech 提供齐全的线粒体研究相关抗体

线粒体是一种由磷脂双分子层构成的细胞器。它是细胞内氧化磷酸化和合成三磷酸腺苷（ATP）的主要场所，为细胞的活动提供了化学能量，也有“细胞的发电站”之称。线粒体结构及功能异常与癌症发生、细胞凋亡、自噬、缺氧机制等紧密相关。Proteintech 可以提供靶点齐全的线粒体研究相关抗体，助力科学家的高效高质科研。

线粒体标志物

线粒体运输

线粒体融合分裂

线粒体自噬

线粒体介导凋亡

线粒体蛋白翻译


线粒体蛋白输入

三羧酸循环

氧化磷酸化

线粒体标志物


TOM20重组兔单抗
货号：80501-1-RR



样本：HeLa cells

线粒体自噬


LC3重组兔单抗
货号：81004-1-RR



样本：HeLa cells
稀释比1:20000

线粒体氧化磷酸化

OXPHOS Cocktail (PK30006)
仅需稀释1次，使用1种二抗，1次孵育，即可完成5个靶点的检测。



样本：不同细胞裂解物
稀释比1:4000

PTG·深耕24年 专注抗体·免疫

Proteintech 以[抗体组计划]为愿景，完成覆盖生命科学领域的抗体。目前可提供 30000 余种现货高品质抗体，所有抗体产品均经过内源性实验验证特异性，有效确保实验的高效及数据的准确。

抗体类型齐全

- 重组兔单抗 / 重组流式抗体 / 抗体对
- 兔多抗 / 小鼠单抗 / 羊驼纳米抗体
- 直标抗体 / 中和抗体 / 抗体组合
- 重组二抗 / 病理诊断抗体 / 单细胞组学抗体

抗体存储液形式多样

- 含 PBS 及叠氮化钠系列
- 仅含 PBS 系列

抗体验证手段完善

- WB/IHC/IF/FC/IP/ELISA 等验证
- siRNA 验证 / CRISPR-Cas9 验证
- 改变靶蛋白修饰形式验证
- 多样本 / 阴性或阳性样本验证

旗下品牌



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体相关产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家

(鼠单：小鼠单抗；免多：兔多抗；免单：重组兔单抗；磷酸化：磷酸化抗体；直标：直标抗体；中和：中和抗体)

线粒体标志物精选抗体						
类别	抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型
外膜标志物	CPT1A	15184-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ChIP, ELISA	356	免多, 鼠单, 直标
	FIS1	10956-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	326	免多, 重组, 鼠单, 直标
		82248-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
	MFF	17090-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	183	免多, 鼠单, 直标
	MFN2	12186-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	378	免多, 重组, 鼠单, 直标
	SMCR7L/MID51	20164-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	70	免多, 鼠单, 直标
	SYNJ2BP	15666-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	11	免多, 直标
	TOM20	11802-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	607	免多, 重组, 鼠单, 直标
	TOM34	12196-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, ELISA	4	免多
	TOM40	18409-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	96	免多, 重组, 鼠单, 直标
	VDAC1/Porin	55259-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	165	免多, 重组, 鼠单, 直标
		81538-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	2	免多, 重组, 鼠单, 直标
内膜标志物	AK2	11014-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	9	免多, 鼠单, 直标
	ATP5F1	15999-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), CoIP, ELISA	24	免多, 鼠单, 直标
	ATP5H	17589-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	6	免多
	ATP5O	10994-1-AP	兔多抗	WB, IHC, FC (Intra), ELISA	9	免多, 鼠单, 直标
	COX5B	11418-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	15	免多, 直标
	COX7A2L	11416-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	18	免多
	COXIV	11242-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA	442	免多, 重组, 鼠单, 直标
		82916-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
	HADHA	10758-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	26	免多, 鼠单, 直标
	IMMT	10179-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	93	免多, 鼠单
	NDUF51	12444-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	78	免多, 鼠单, 直标
	NDUF53	15066-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	31	免多, 鼠单
	NDUF57	15728-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	16	免多
	NDUFV2	15301-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	42	免多, 鼠单
	Prohibitin	10787-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	23	免多, 鼠单
	SURF1	83052-6-RR	重组兔单抗	WB, FC (Intra), ELISA	-	免多, 重组, 直标
	UQCRC1	21705-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	39	免多, 重组, 鼠单
内膜间隙标志物	Cytochrome c	10993-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	554	免多, 重组, 鼠单, 直标
		66264-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	113	免多, 重组, 鼠单, 直标
		83276-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
内膜 / 内膜间隙标志物	AIF	17984-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	76	免多, 鼠单, 直标
基质标志物	ALDH1B1	15560-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	17	免多
	ATP5A1	14676-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	132	免多, 重组, 鼠单, 直标
		82288-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
	CYP27A1	67045-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	4	免多, 鼠单, 直标
	ECHS1	81611-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
	ETFA	67661-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	免多, 鼠单
	GLUD2	14462-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	3	免多, 鼠单, 直标
	HSP60	66041-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	51	免多, 鼠单, 直标
	NDUFA9	29621-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	-	免多
	OXCT1	67836-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	1	免多, 重组, 鼠单, 直标
	UQCRC2	14742-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	81	免多, 重组, 鼠单, 直标

线粒体运输精选抗体						
类别	抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型
适配子 Adapter	ARMCX1	20193-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	3	兔多
	ARMCX3	25705-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	5	兔多
	MIRO1	84055-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-	兔多, 重组
	MIRO2	11237-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	24	兔多
	MTX1	15529-1-AP	兔多抗	WB, IP, ELISA	3	兔多
	MTX2	11610-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	7	兔多
	RHOT2	68469-1-Ig	小鼠单抗	WB, ELISA	-	鼠单
	Syntabulin	16972-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA	3	兔多, 鼠单, 直标
	TRAK1	13987-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	1	兔多
动力蛋白激活蛋白 Dynactin	TRAK2	13770-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	4	兔多, 直标
	ACTR10	20101-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	4	兔多
动力蛋白 Dynein	DYNC1H1	12345-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	60	兔多, 直标
驱动蛋白 Kinesin	KIF1B	15263-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	6	兔多
	KIF5A	84013-4-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	KIF5B	21632-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	26	兔多, 重组, 直标
		82485-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多, 重组, 直标
	KIF5C	25897-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, CoIP, ELISA	9	兔多
肌球蛋白 Myosin	MYO6	26778-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, ELISA	5	兔多, 重组
	MYO19	23906-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多
锚定蛋白 Anchoring proteins	Syntaphilin	13646-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	8	兔多

线粒体融合分裂精选抗体						
类别	抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型
线粒体分裂 Mitochondrial fission	DRP1 (C-terminal)	12957-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	256	免多, 重组, 直标
		81561-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	免多, 重组, 直标
	DRP1 (N-terminal)	26187-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	6	免多, 直标
		10956-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	326	免多, 重组, 鼠单, 直标
	FIS1	82248-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
		17090-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	183	免多, 鼠单, 直标
	SMCR7L/MID49	28718-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	5	免多
线粒体融合 Mitochondrial fusion	SMCR7L/MID51	20164-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	70	免多, 鼠单, 直标
		13798-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	286	免多, 鼠单, 直标
	MFN1	12186-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	378	免多, 重组, 鼠单, 直标
		82673-2-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	免多, 重组, 鼠单, 直标
	OPA1	27733-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	161	免多, 鼠单

线粒体自噬精选抗体					
抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型
AMBRA1	13762-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	15	兔多
ATAD3A/B	16610-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	13	兔多
ATG12	11264-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	9	兔多, 重组, 直标
BCL2L13	16612-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	20	兔多
BNIP3	68091-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	21	鼠单, 直标
BNIP3L	68118-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	1	兔多, 鼠单, 直标
DRP1 (C-terminal)	12957-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	256	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	81561-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
DRP1 (N-terminal)	26187-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	6	兔多, 直标
FKBP8	11173-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	5	兔多, 鼠单, 直标
FUNDC1	28519-1-AP	兔多抗	WB, ELISA	6	兔多
LC3	14600-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	1364	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	81004-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	13	兔多, 重组, 鼠单, 直标
LC3B-Specific	18725-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	324	兔多, 直标
MAVS; VISA	14341-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	80	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	81910-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
MUL1	16133-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, CoIP, ELISA	11	兔多
NBR1	16004-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	51	兔多, 鼠单, 直标
NDP52	12229-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	50	兔多, 鼠单, 直标
NLRX1	17215-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	21	兔多
OPA1	27733-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	161	兔多, 鼠单
OPTN	10837-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	1-8	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	83634-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
P62,SQSTM1	18420-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	1640	兔多, 重组, 鼠单, 直标
Phospho-P62,SQSTM1 (Ser349)	29503-1-AP	兔多抗	WB, ELISA	6	兔多
PARK2/Parkin	14060-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, CoIP, ELISA	289	兔多, 鼠单, 直标
PGAM5	28445-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, CoIP, ELISA	15	兔多, 鼠单, 直标
PINK1	23274-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, IP, CoIP, ELISA	337	兔多, 重组, 直标
Prohibitin 2	66424-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	13	兔多, 鼠单, 直标
SIAH1	83389-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-	兔多, 重组
TAX1BP1	14424-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	19	兔多, 鼠单
TBK1	83686-3-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单
TOM20	11802-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	606	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	80501-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
USP8	83172-2-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
USP30	83240-5-RR	重组兔单抗	WB, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组

线粒体介导凋亡精选抗体					
抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型
AIF	17984-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	76	兔多, 鼠单, 直标
AIFM2/ FSP1	20886-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	134	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	82974-1-RR	重组兔单抗	WB, IP, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
AK2	11014-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	9	兔多, 鼠单, 直标
BAD	67830-1-Ig	小鼠单抗	WB, IF/ICC, ELISA	7	兔多, 鼠单, 直标
BAX	50599-2-Ig	兔多抗	WB, IHC, FC (Intra), IP, CoIP, chiP, ELISA	3467	兔多, 鼠单, 直标
	60267-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA, ICC	456	兔多, 鼠单, 直标
BCL2L13	16612-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	20	兔多
BCL2L2	16026-1-AP	兔多抗	WB, IF, IHC, ELISA	8	兔多
Bcl-XL	26967-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC (Intra), IP, ELISA	70	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	83330-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
BNIP3L	68118-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	1	兔多, 鼠单, 直标
CCAR2	22638-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, RIP, ELISA	5	兔多, 鼠单, 直标
DAP3	10276-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	2	兔多
FIS1	10956-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	326	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	82248-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
GRAMD4	24299-1-AP	兔多抗	WB, IP, IF, IHC, ELISA	1	兔多
HSP60	15282-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	146	兔多, 鼠单, 直标
MCL1	16225-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	129	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	82695-2-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
MTCH2	16888-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IF-P, IP, CoIP, ELISA	17	兔多, 直标
MTP18	14257-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, ELISA	6	兔多
PPIF-Specific	18466-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	8	兔多
PUMA	55120-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	64	兔多
SOD2	66474-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), CoIP, ELISA	55	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	83519-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
TID1	11088-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	2	兔多

线粒体蛋白翻译精选抗体						
抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	适用物种	SCI 文献	可提供更多抗体类型
AARS2	22696-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	Human	4	兔多
GADD45GIP1	83823-5-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human	-	兔多, 重组
GFM1	14274-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	4	兔多
GFM2	16941-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse	4	兔多
GTPBP3	10764-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	3	兔多, 直标
ICT1	10403-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	Human	7	兔多, 鼠单
LACTB	66785-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human	4	兔多, 鼠单, 直标
MRPL3	16584-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse,Rat	5	兔多
MRPL4	27484-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	5	兔多
MRPL9	15342-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	4	兔多
MRPL10	16652-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	2	兔多, 鼠单
MRPL11	15543-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	15	兔多
MRPL12	14795-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	34	兔多, 直标
MRPL13	16241-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, ELISA	Human,Mouse,Rat,Monkey	7	兔多
MRPL23	66595-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-	兔多, 鼠单
MRPL24	16224-1-AP	兔多抗	WB, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	4	兔多, 鼠单
MRPL38	15913-1-AP	兔多抗	WB, IHC, FC (Intra), ELISA	Human,Mouse,Rat	3	兔多, 鼠单
MRPL40	83515-4-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	-	兔多, 重组, 直标
MRPL44	16394-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	38	兔多
MRPP3	20959-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	1	兔多, 鼠单
MRPS12	15225-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human	4	兔多
MRPS16	16735-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	18	兔多, 重组
MRPS17	18881-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	15	兔多, 直标
MRPS18B	16139-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	57	兔多
MRPS22	10984-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	21	兔多
MRPS27	17280-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	29	兔多, 鼠单
MRPS31	16288-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	1	兔多, 直标
MRPS35	16457-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	30	兔多
MRRF	12357-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	5	兔多, 鼠单
MTIF3	14219-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, ELISA	Human,Mouse	8	兔多
OXAT1L	21055-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	10	兔多, 鼠单
PTCD3	25158-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	4	兔多
SSBP1	12212-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ChIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	28	兔多
TFAM	22586-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA	Human	145	兔多, 直标
TFB2M	24411-1-AP	兔多抗	WB, ELISA	Human,Mouse	5	兔多
TUFM	26730-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	8	兔多, 鼠单, 直标
线粒体蛋白输入精选抗体						
抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	适用物种	SCI 文献	可提供更多抗体类型
Aconitase 2	11134-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	21	兔多, 鼠单, 直标
ALR	11293-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	27	兔多
ATP5A1	82288-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	Human,Mouse,Rat	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	14676-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	132	兔多, 重组, 鼠单, 直标
ATPB	66600-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	3	兔多, 鼠单, 直标
CHCHD2	82702-1-RR	重组兔单抗	WB, IF/ICC, ELISA	Human,Rat	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	19424-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse	40	兔多, 重组, 鼠单, 直标
CHCHD3	25625-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse	31	兔多, 重组, 鼠单
CHCHD4	21090-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	26	兔多, 鼠单, 直标
CHCHD5	66584-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, ELISA	Human	-	兔多, 鼠单, 直标
CHCHD10	25671-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	19	兔多, 直标
citrate synthase	16131-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	84	兔多, 鼠单, 直标
COA4	30721-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human	-	兔多, 重组
	83326-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	Human	-	兔多, 重组
COX17	11464-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	18	兔多
CYC1	10242-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse	34	兔多
DNAJC19	12096-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	9	兔多
FXN	14147-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	18	兔多
GRP75	14887-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat,Zebrafish	46	兔多, 鼠单, 直标
HSP60	66041-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	51	兔多, 鼠单, 直标
MTX2	11610-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	7	兔多
	83216-3-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
NDUF88	14794-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	51	兔多, 重组, 鼠单, 直标
OTC	67553-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse,Rat,Pig	2	兔多, 鼠单
PITRM1	10101-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	2	兔多, 鼠单
PMPCB	16064-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	23	兔多
Sam50	28679-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	4	兔多, 鼠单, 直标
SLC25A6-Specific	14841-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse	6	兔多
SLC25A12	26804-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, ELISA	Human,Mouse,Rat	-	兔多, 鼠单
TIM8A	11179-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	5	兔多
TIM13	11973-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human	5	兔多
TIM17A	11189-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	Human,Mouse,Rat	7	兔多
TIM22	14927-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	31	兔多
	82540-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
TIM23	11123-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	Human,Mouse,Rat	138	兔多, 重组, 鼠单, 直标
TIM44	66149-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat,Pig,Rabbit	-	兔多, 鼠单, 直标
TIM50	22229-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, RIP, ELISA	Human,Mouse	11	兔多
	80501-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat,Pig,Chicken,Zebrafish	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
TOM20	11802-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat,Chicken	607	兔多, 重组, 鼠单, 直标
TOM22	11278-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	Human,Mouse,Rat	9	兔多, 鼠单, 直标
TOM40	18409-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	96	兔多, 鼠单, 直标
TOM70	14528-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	Human,Mouse,Rat	79	兔多, 鼠单, 直标
	55259-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	Human,Mouse,Rat,Pig,Canine,Monkey,Chicken,Bovine,Hamster,Duck	165	兔多, 重组, 鼠单, 直标
VDAC1/Porin	81538-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), CoIP, PLA, ELISA	Human,Mouse,Rat	2	兔多, 重组, 鼠单, 直标

三羧酸循环精选抗体						
抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型	
Aconitase 2	11134-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	21	兔多, 鼠单, 直标	
citrate synthase	16131-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	84	兔多, 鼠单, 直标	
DLAT	83654-3-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标	
DLD	16431-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	26	兔多, 鼠单, 直标	
FH	11375-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	15	兔多, 重组, 鼠单, 直标	
IDH2	15932-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, CoIP, ELISA	49	兔多, 重组, 鼠单, 直标	
IDH3A	15909-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	20	兔多, 直标	
LDHD	14398-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	2	兔多	
MDH2	15462-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	21	兔多, 鼠单	
NNT	13442-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	14	兔多, 鼠单, 直标	
OGDH	15212-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	66	兔多, 重组, 鼠单, 直标	
	82773-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标	
OGDHL	17110-1-AP	兔多抗	WB, IP, IF, FC, IHC, ELISA	12	兔多, 重组	
PDH E1 Alpha	18068-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	70	兔多, 鼠单, 直标	
Phospho-PDH E1 Alpha (Ser232)	81491-1-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	-	兔多, 重组	
Phospho-PDH E1 Alpha (Ser300)	29583-1-AP	兔多抗	WB, IF/ICC, ELISA	2	兔多	
PDHB	68238-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多, 鼠单, 直标	
Pyruvate Carboxylase	16588-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	42	兔多, 鼠单	
SDHA	14865-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	107	兔多, 鼠单, 直标	
SDHB	10620-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	65	兔多, 鼠单, 直标	
SDHC	14575-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	8	兔多	
SUCLA2	12627-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	20	兔多, 鼠单	
SUCLG1	14923-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	7	兔多	
SUCLG2	14240-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA, IF	4	兔多	
氧化磷酸化精选抗体						
类别	抗体靶点	货号	抗体类型	适用应用	SCI 文献	可提供更多抗体类型
复合物 I	DAP13/NDUFA12	15793-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	2	兔多
	GRIM19	10986-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	10	兔多, 鼠单
	MT-ND5	55410-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	29	兔多, 鼠单
	ND1	19703-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	80	兔多
	ND2	19704-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	29	兔多
	NDUFA4L2	84498-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	NDUFAF2	13891-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, ELISA	3	兔多
	NDUFB6	16037-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	10	兔多
	NDUFB8	14794-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	51	兔多, 重组, 鼠单, 直标
		83216-3-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	NDUFB9	15572-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	3	兔多
	NDUFB11	16720-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	12	兔多
	NDUFS1	12444-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	78	兔多, 鼠单, 直标
	NDUFS3	15066-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	31	兔多, 鼠单
	NDUFS6	14417-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	9	兔多, 鼠单
	NDUFS7	15728-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	16	兔多
	NDUFV1	11238-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, IP, ELISA	44	兔多, 鼠单
	NDUFV2	15301-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	42	兔多, 鼠单
复合物 II	SDHA	66588-1-Ig	小鼠单抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	6	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	SDHB	10620-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	65	兔多, 鼠单, 直标
	SDHC	14575-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	8	兔多
	SDHD	26519-1-AP	兔多抗	IHC, IF/ICC, ELISA	-	兔多
复合物 III	CYC1	10242-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	34	兔多
	CYTB	55090-1-AP	兔多抗	WB, IF, ELISA	100	兔多
	UQCRLB	10756-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	16	兔多
	UQCRC1	21705-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	39	兔多, 重组, 鼠单
	UQCRC2	14742-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	81	兔多, 重组, 鼠单, 直标
复合物 IV	UQCRRF51	18443-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IP, ELISA	28	兔多, 鼠单
	COX4I2	11463-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	18	兔多
	COX5A	11448-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	21	兔多
	COX5B	11418-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	15	兔多, 直标
	COX6A1	11460-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	13	兔多
	COX6B1	11425-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	9	兔多, 直标
	COX7B	11417-2-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	4	兔多
	COX7C	11411-2-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	6	兔多
	COX17	11464-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, CoIP, ELISA	18	兔多
	COX18	84377-3-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	-	兔多, 重组
	COX20	25752-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	5	兔多
	COXIV	11242-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA	442	兔多, 重组, 鼠单, 直标
		82916-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
		55070-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, CoIP, ELISA	126	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	MTCO2	83132-7-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
		55082-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	21	兔多, 重组
	MTCO3	84197-1-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	-	兔多, 重组
复合物 V	ATP5A1	14676-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	132	兔多, 重组, 鼠单, 直标
		82288-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	-	兔多, 重组, 鼠单, 直标
	ATP5C1	10910-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	7	兔多, 鼠单, 直标
	ATP5D	14893-1-AP	兔多抗	WB, IF, IHC, ELISA	8	兔多, 鼠单
	ATP5H	17589-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA	6	兔多
	ATP5O	10994-1-AP	兔多抗	WB, IHC, FC (Intra), ELISA	9	兔多, 鼠单, 直标
	ATP6	55313-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	54	兔多, 重组, 鼠单
	ATP8	26723-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	39	兔多
ATPB	17247-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA	59	兔多, 鼠单, 直标	