


产品目录及技术指南

双抗夹心法 ELISA试剂盒





抗体应用专家

超过 **21** 万次SCI文献引用

近 **900** 次SCI期刊封面文章引用



2022年Proteintech荣获
“研究者之选”奖



2019年Proteintech荣获
“免疫学-明日之星”奖



2016年Proteintech荣获
“最佳抗体验证开拓”奖



2014年Proteintech荣获
ISO9001 及 ISO13485 认证



Proteintech 专注免疫学研究解决方案二十年

Proteintech 于 2001 年成立于美国芝加哥，致力于【抗体组计划】，已研发生产出近 2 万种抗体，300 余种双抗夹心法 ELISA 试剂盒，Humankine® 系列人源细胞表达的活性蛋白以及 Chromotek® 系列纳米抗体创新试剂等，产品覆盖生命科学各个领域，积极助力科学发展及医药开发。



抗体 · Antibodies

- 兔多抗 / 鼠单抗 / 修饰抗体
- 重组兔单抗 / 羊驼纳米抗体
- 流式抗体 / 荧光直标抗体
- CHIP 验证抗体 / 中和抗体
- 免疫磁珠细胞分选系列产品



ELISA 试剂盒 · ELISA kits

- AuthentiKine® 精品系列
- Human/Mouse/Rat 系列



蛋白 · Proteins

- Humankine® 天然活性蛋白
- 哺乳动物表达真核重组蛋白
- 原核表达重组蛋白



实验室常用试剂 · Reagents

- 全系列蛋白提取试剂盒
- FlexAble 抗体标记试剂盒
- 全套免疫学实验相关试剂
- 细胞冻存 / 培养 / 活性检测相关产品
- 6000+ 抑制剂 / 激动剂

Proteintech 旗下品牌



抗体·ELISA 试剂盒·蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



羊驼纳米抗体系列产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家

独家代理


双抗夹心法 ELISA 试剂盒

Authentikine® 精品系列
Human/Mouse/Rat 经典系列

近 400 种 ELISA 试剂盒
超 1400 次 SCI 文献引用

Authentikine® 系列精选 Humankine® 人源细胞表达活性蛋白作为免疫原的抗体对，识别天然样本能力更强。

- Selected** 多重技术鉴定精选抗体对
- Strict** 严格的抗体 / 试剂盒质检标准 *
- Standard** NIBSC 标准品校正
- Stable** 稳定性好，重复性强
- Samples** 可检测多种样本中天然蛋白含量



- * 1. 采用 4-PL 参数拟合标准曲线； 2. 控制板间板内差异 < 10%；
- 3. 回收率范围 80-120%； 4. 检测线性范围 80-120%。

Proteintech ELISA 试剂盒 | 近期引用文献精选

1. Cancer Cell. 2023 May 8;41(5):903-918.e8.
2. Adv Mater. 2022 May;34(19):e2108476.
3. Gastroenterology. 2023 Jul;165(1):275-278.e8.
4. Cancer Discov. 2023 Apr 3;13(4):974-1001.
5. Drug Resist Updat. 2023 May;68:100947.
6. Cell Res. 2022 May;32(5):461-476.
7. ACS Nano. 2022 Mar 22;16(3):3943-3954.
8. Adv Sci (Weinh). 2023 Feb;10(4):e2205320.
9. Nat Commun. 2023 Mar 27;14(1):1713.
10. Nat Commun. 2022 Dec 13;13(1):7715.

ELISA 数据处理小工具

Proteintech 自主研发了一款免费的、在线的 ELISA 数据处理小工具——Proteintech ELISA Data Analyzer，能准确地处理 ELISA 实验数据、高效地拟合标准曲线、便捷地获得样本浓度值。

工具路径：Proteintech 中文官网 [ptgcn.com /](http://ptgcn.com/) 产品中心 / ELISA 试剂盒




ELISA 数据处理工具
使用指南

Proteintech 精选自有抗体库中的抗体对，以严格的标准研发双抗夹心法 ELISA 试剂盒。

以 Human IL6 ELISA 试剂盒（货号：KE00139）为例：

样本不同，稀释液不同

针对不同的样本，研发不同稀释液，以降低基质效应干扰，保证结果的可靠性。
筛选特定稀释液，血清和血浆类样本稀释液 PT 1-ag（货号），细胞上清类样本稀释液 PT4（货号），且加标回收率在 80-120% 之间，样本中“基质”效应干扰有效排除。



样本类型	稀释倍数	加标回收率平均数 (%)	加标回收率范围 (%)
人血清	1:2	85	81-94
	1:4	92	88-103
PHA 刺激 PBMC 细胞上清	1:256	97	86-106
	1:512	98	93-102

▲ Human IL6 ELISA kit 血浆类及细胞上清类样本的加标回收率测定
(PHA: 植物血凝素; PBMC: 外周血单个核细胞)


板内板间均一性测定

严格控制每一快板孔板内变异系数小于 10%，板间变异系数小于 10%。

板内精密度				板间精密度			
样本编号	1	2	3	1	2	3	
重复数量	20	20	20	24	24	24	
平均值 (pg/mL)	14.8	64.5	270.7	14.8	63.3	288.4	
标准偏差	0.55	3.58	9.35	0.5	2	16.5	
CV%	3.7	5.5	3.5	3.5	3.1	5.7	

天然样本测定

试剂盒中的精选抗体对，对天然样本能够准确定量。



样本类型	样本浓度平均值 pg/mL	检出率 %	可检出样本的浓度值范围 pg/mL
人血清 (n=31)	22.8	71%	3.1-84.4

▲ Human IL6 ELISA kit 测定血清样本值

NIBSC 标准品校正

试剂盒中的标准品蛋白经过 WHO 认可的国际标准品 NIBSC 校正，保证结果的准确性。

NIBSC: National Institute for Biological Standards and Control 英国国家生物制品检定所
NIBSC (89/548) approximate value (IU/mL)=0.121 x Proteintech Human IL-6 value (pg/mL)



双抗夹心法 ELISA 试剂盒实验流程

实验流程（参见说明书 assay procedure summary）


Step	Reagent	Volume	Incubation	Wash	Notes
1	Standard and Samples	100 µL	120 min	4 times	Cover Wells incubate at 37°C
2	Diluent Antibody Solution	100 µL	60 min	4 times	Cover Wells incubate at 37°C
3	Diluent HRP Solution	100 µL	40 min	4 times	Cover Wells incubate at 37°C
4	TMB Substrate	100 µL	15-20 min	Do not wash	Incubate in the dark at 37°C
5	Stop Solution	100 µL	0 min	Do not wash	-
6	Read plate at 450 nm and 630 nm immediately after adding Stop solution. DO NOT exceed 5 minutes.				

1. 将标准品梯度稀释、待测样本加入酶标板后 37°C 孵育 120 min 后用 wash buffer 洗涤 4 次；
2. 加入检测抗体溶液后 37°C 孵育 60 min 后用 wash buffer 洗涤 4 次；
3. 加入 HRP 溶液 37°C 孵育 40 min 后用 wash buffer 洗涤 4 次；（如果检测抗体已偶联 HRP，则省略此步。）
4. 加入 TMB 底物进入显色步骤，经过 37°C 孵育 15-20 min，此时酶标板内溶液显蓝色。
5. 加入 Stop Solution 溶液进行终止，酶标板内液体会由蓝色转为黄色，此时尽快放入酶标仪中读数。

数据分析

一般通过已知浓度的标准品与对应的 OD 值（吸光度值）的关系图来获取标准曲线。





Proteintech 推荐 4-PL 四参数拟合，通常用 4-PL 拟合的相关系数 R^2 会比直线拟合，双对数拟合的更好。您可以用 Origin，ELISACalc 等软件来实现此功能，它适用于大部分的 ELISA 标曲拟合。



酶联免疫吸附试验 (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA) 是目前应用比较广泛的免疫学检测技术，是将抗原 - 抗体反应的特异性与酶催化作用的高效性相结合，通过酶作用于底物后的显色反应判定结果。


一般用酶标测定仪测定吸光度 (OD 值) 来反映抗原或抗体含量，灵敏度可达每毫升纳克 (ng) 水平甚至皮克 (pg) 水平。由于酶的催化效率很高，间接地放大了免疫反应的结果，使测定方法达到很高的敏感度。

目前常用的 ELISA 方法有直接法、间接法、双抗夹心法、竞争法 ELISA。

类型	原理	优势	不足
直接 ELISA	 酶标抗体直接与固相抗原的反应	节省时间和试剂； 无二抗带来交叉反应；	灵敏度和间接法比较会降低； 可能会使背景偏高； 一抗需要偶联。
间接 ELISA	 利用酶标记二抗以检测与固相抗原结合的受检抗体	信号放大； 一抗可以选择对应的二抗，不需要偶联抗体步骤	实验时间会延长； 二抗可能带来交叉反应。
★ 双抗夹心 ELISA	 酶标记抗体与免疫复合物中抗原结合形成酶标抗体—抗原—固相抗体复合物	高特异性：捕获抗体和检测抗体经过预筛选，能识别抗原上的两个不同表位； 适用检测复杂样本；	抗体对需要经过严格的筛选，花费时间较长。
竞争 ELISA	 参考抗原预包被于多孔板上，将样本用标记抗体预孵育并加入孔中，样本中抗原越多，检测到的参考抗原就越少，信号越弱	适用于检测小分子抗原；	取决于选择的基本 ELISA 类型。

★ Proteintech 的 ELISA 试剂盒均为双抗夹心 ELISA 试剂盒，更适用于检测复杂样本。

ELISA 试剂盒挑选的指标



以 Human IL6 ELISA 试剂盒（货号：KE00139）为例：

标曲范围

在说明书首页可以看到：Range (calibration Range)：7.8-500 pg/mL，该项表示试剂盒的标曲范围：当样本在 7.8-500 pg/mL 之间的值是可以被准确测定的。

当我们的待测样本的浓度 <7.8 pg/mL 时？

当待测样本 < 7.8 pg/mL 时，需要考虑说明书中“Sensitivity”这个指标。它指的是免疫检测产品的分析灵敏度，在说明书第 5 页，“Sensitivity”值为 1.2 pg/mL，说明待测样本在 1.2-7.8 pg/mL 范围时是可以检测，但是测定值并不一定准确。当测定值 < 1.2 pg/mL，则认为该测定值为稀释液的“0”浓度所在的范围。

那么当我们的待测样本的浓度 >500 pg/mL 时？

此时需要对样本进行最佳稀释比的摸索，使其浓度落在标曲范围内。比如 PHA 刺激 PBMC 3 天后细胞上清中样本值在 39 ng/mL，需将样本稀释 100 倍，使待测样本落在标曲范围内。为了找到最佳的稀释比，可以用少量样本进行预实验，同时也可以参考说明书中“sample preparation”部分的建议。

精密度

变异系数 CV% 代表测定的各孔之间的一致性，包含板内和板间均一性，一般要求小于 10%。

说明书中“Intra-assay Precision”表明板内的均一性，反映板内各孔之间的差异，“Inter-assay Precision”表明板间的均一性，反映不同板各孔之间的差异。

线性

样本的线性分为样本稀释线性和样本加标线性。

当待测样本有值时，需要做样本稀释线性使样本值落在标曲范围内以准确检测：用标曲稀释液将样本进行不同梯度稀释，且所有的待测样本的浓度都应保持一致，当待测样本含量很低时，可以用加标线性代替。样本线性介于 80-120% 为理想结果。

回收率

回收率（%）指将已知浓度的蛋白加入待测样本中，掺入前后实测到的浓度增加部分与掺入浓度之比就是回收率，以此验证检测的准确度，回收率介于 80-120% 为理想结果。

重复平行孔结果不一致

原因	解决方案
酶标板或样本等被唾液污染	操作过程中佩戴口罩
加不同样品时未更换吸头	使用新的吸头转移不同样品或试剂
包被了抗体的酶标板孔底被吸头刮擦	禁止吸头触碰孔底
移液器出现偏差	校准移液器
洗涤不充分	按说明书推荐的体积和浸泡时间充分洗涤
样品浑浊、不均匀	样本需要预处理，具体方法参阅操作手册
孔底脏污	检查板底，并擦拭干净
未使用封板膜	使用试剂盒提供的封板膜

标准曲线不理想

原因	解决方案
标准品稀释操作不当	按照说明书推荐的稀释液稀释对应的标准品
不同批号，不同试剂盒的试剂混用（如样本稀释液、抗体稀释液）	每个试剂盒使用其对应的试剂
标准品移液等步骤中出错	仔细检查操作步骤，保证移液器正常工作，再次实验测定
拟合方式不恰当	优先选择四参数曲线拟合，其次是双对数拟合

显色弱或无

原因	解决方案
试剂没有充分平衡至室温	检测之前，试剂平衡至室温
试剂盒组份储存不当	按照标签上温度储存所有组份
试剂过期	收到试剂盒后查看有效日期，不使用过期产品
显色底物失效	未使用过的 TMB 溶液为无色透明状，若已变蓝或浑浊表明该产品已被污染
实验加样顺序不正确，孵育条件不准确	检查实验步骤，重做实验
显色液或终止液使用不当	仅使用试剂盒中对应的显色液和终止液

信号很强 / 全板蓝色 / 标准曲线没有梯度

原因	解决方案
显色底物被污染，加样前已变蓝	避光存放底物，确保底物加样前是无色透明状
加样槽不洁净，未用纯水冲洗	加样槽需要用纯水反复冲洗几次，避免其与显色底物反应
反复使用了封板膜	使用酶标二抗后务必更换新的封板膜

标准曲线理想但样本无信号

原因	解决方案
样本中的待测物浓度低或不在标曲的检测范围	调整浓度，再次重复实验
样本的处理方式不恰当	参照试剂盒操作手册推荐的方式处理样本
样本不新鲜	取新鲜样本，避免反复冻融

疑难解析 FAQ

Q1 Proteintech 的 ELISA 试剂盒组份有哪些？

A：一个Proteintech 96T ELISA试剂盒包含标准品 2瓶（冻干品）、样本稀释液1~3瓶、抗体稀释液1瓶、检测抗体1管和酶标二抗1管（检测抗体若已标记HRP酶,则不配备二抗）、20X洗涤液1瓶、裂解液1瓶（仅需裂解样本配备）、显色底物1瓶、终止液1瓶、封板膜3张、说明书1份、操作手册1份。

Q2 一个 Proteintech 试剂盒可以检测多少份样本？

A：一个Proteintech的96T试剂盒可以测定一种标准曲线复孔和40份样本复孔。

Q3 不同样本怎么处理，样本收集有些什么注意事项？

A：具体处理操作请参阅Proteintech ELISA试剂盒说明书。

Q4 Proteintech 试剂盒可以检测我的样本吗？最佳稀释比又如何确定？

A：具体样本种类和最佳稀释比可以查看参考说明书。如果仍不确定样本稀释比，可选择几份样本进行预实验来确定。

Q5 如果我的样品类型不是 Proteintech 试剂盒中提到的样本，还能使用你们的试剂盒吗？

A：不推荐。基质是靶标分析物所在的液体环境。不同样本，“基质”的影响也不同，为了降低“基质”效应的干扰，Proteintech研发了针对样本的稀释液，建议使用试剂盒提供的对应缓冲液和稀释液，保证实验结果的可靠性。

Q6 Proteintech 试剂盒的操作步骤是否可以自行调整？

A：不推荐。操作步骤必须严格按说明书来进行，以确保结果的可靠性。

Q7 是否每次实验都需要做标曲？标准品稀释后下次可以用吗？

A：ELISA实验结果易受孵育温度及时间，洗涤次数及强度，显色时间及温度等条件的影响，因此每次实验都需要做标准曲线。
标准品是冻干品，使用样本稀释液稀释后存放或反复冻融，都有可能影响蛋白活性的变化，因此建议每次实验使用新的标准品，确保实验结果的准确可靠。

Q8 我的样本值很低，可以浓缩样本吗？

A：不推荐。在样本值很低时，浓缩样本可能会导致“基质”效应放大而影响测定结果，还有可能影响目的蛋白活性的变化，导致不能识别包被抗体或检测抗体。

Q9 Proteintech 试剂盒的保存时间和条件是怎么样的？

A：未开启的试剂盒可在2-8℃存放6个月或-20℃下存放1年；已开启试剂盒可在2-8℃存放7天。

Q10 Proteintech 试剂盒中不同货号，不同批号的试剂可以混用吗？

A：不同货号不能混用，同样货号，批号不同也不能混用，为了实验的准确性，请使用同一试剂盒内的各组分产品。

■AuthentiKine® 系列

Cytokines (细胞因子)		
英文名称	中文名称	货号
AuthentiKine™ Human Cystatin C ELISA Kit	人胱抑素 C ELISA 试剂盒	KE00150
AuthentiKine™ Human FLT3 Ligand ELISA Kit	人 FLT3 配体 ELISA 试剂盒	KE00197
AuthentiKine™ Human Growth Hormone ELISA Kit	人生长激素 ELISA 试剂盒	KE00221
AuthentiKine™ Human HGF ELISA Kit	人肝细胞生长因子 ELISA 试剂盒	KE00168
AuthentiKine™ Human IFN alpha 2A ELISA Kit	人干扰素 alpha 2A ELISA 试剂盒	KE00207
AuthentiKine™ Human IFN-beta ELISA Kit	人干扰素 beta ELISA 试剂盒	KE00195
AuthentiKine™ Human IFN-gamma ELISA Kit	人干扰素 γ ELISA 试剂盒	KE00146
AuthentiKine™ Human IL-1 alpha ELISA Kit	人白介素 1α ELISA 试剂盒	KE00268
AuthentiKine™ Human IL-4 ELISA Kit	人白介素 4 ELISA 试剂盒	KE00232
AuthentiKine™ Human IL-6 ELISA Kit	人白介素 6 ELISA 试剂盒	KE00139
AuthentiKine™ Human IL-8 ELISA Kit	人白介素 8 ELISA 试剂盒	KE00275
AuthentiKine™ Human IL-10 ELISA Kit	人白介素 10 ELISA 试剂盒	KE00170
AuthentiKine™ Human IL-12 p40 ELISA Kit	人白介素 12 p40 ELISA 试剂盒	KE00240
AuthentiKine™ Human IL-17A ELISA Kit	人白介素 17A ELISA 试剂盒	KE00203
AuthentiKine™ Human IL-17F ELISA Kit	人白介素 17F ELISA 试剂盒	KE00225
AuthentiKine™ Human IL-23 ELISA Kit	人白介素 23 ELISA 试剂盒	KE00192
AuthentiKine™ Human IL-27 ELISA Kit	人白介素 27 ELISA 试剂盒	KE00182

■Human 经典系列

Cytokines (细胞因子)		
英文名称	中文名称	货号
Human Adiponectin ELISA Kit	人脂联素 ELISA 试剂盒	KE00290
Human Adiponectin ELISA Kit	人脂联素 ELISA 试剂盒	KE00080
Human Albumin ELISA Kit	人血清白蛋白 ELISA 试剂盒	KE00076
Human Angiogenin ELISA Kit	人血管生成素 ELISA 试剂盒	KE00112
Human Angiopoietin 1 ELISA Kit	人血管生成素 1 ELISA 试剂盒	KE00212
Human BAFF ELISA Kit	肿瘤坏死因子受体超家族成员 13B	KE00215
Human BMP7 ELISA Kit	人骨成型蛋白 7 ELISA 试剂盒	KE00127
Human CCL11/Eotaxin ELISA Kit	人趋化蛋白 CCL11 ELISA 试剂盒	KE00256
Human CCL17/TARC ELISA Kit	人趋化因子 CCL17 ELISA 试剂盒	KE00213
Human CCL20/MIP-3 alpha ELISA Kit	人巨噬细胞炎症蛋白 3α ELISA 试剂盒	KE00149
Human CCL22/MDC ELISA Kit	人趋化因子 CCL22 ELISA 试剂盒	KE00189
Human CCL24/Eotaxin-2/MPF-2 ELISA Kit	人趋化因子 CCL24 ELISA 试剂盒	KE00196
Human CCL27/CTACK ELISA Kit	人趋化因子 CCL27 ELISA 试剂盒	KE00194
Human CCL3 ELISA Kit	人趋化因子 CCL3 ELISA 试剂盒	KE00092
Human CCL4 ELISA Kit	人 C-C 趋化因子 4 ELISA 试剂盒	KE00152
Human CCL5 ELISA Kit	人趋化因子 CCL5 ELISA 试剂盒	KE00093
Human CCL7/MCP-3 ELISA Kit	人趋化因子 CCL7 ELISA 试剂盒	KE00262
Human CHGA ELISA Kit	人嗜铬蛋白 A ELISA 试剂盒	KE00057
Human Clusterin ELISA Kit	人凝集素 ELISA 试剂盒	KE00110
Human CRP ELISA Kit	人 C 反应蛋白 ELISA 试剂盒	KE00004
Human CX3CL1 ELISA Kit	人趋化因子 C-X3-C 基元配体 1 ELISA 试剂盒	KE00145
Human CXCL1 ELISA Kit	人 CXC 趋化因子配体 1 ELISA 试剂盒	KE00133
Human CXCL10/IP-10 ELISA Kit	人 CXC 趋化因子配体 10 ELISA 试剂盒	KE00128
Human CXCL16 ELISA Kit	人 CXC 趋化因子配体 16 ELISA 试剂盒	KE00052
Human CXCL4/PF4 ELISA Kit	人血小板因子 4 ELISA 试剂盒	KE00257
Human CXCL5 ELISA Kit	人趋化因子 5 ELISA 试剂盒	KE00271
Human CXCL6 ELISA Kit	人趋化因子配体 6 ELISA 试剂盒	KE00274
Human CXCL9/MIG ELISA Kit	人趋化因子 CXC 配体 9 ELISA 试剂盒	KE00165
Human EGF ELISA Kit	人表皮生长因子 ELISA 试剂盒	KE00138
Human F12 ELISA Kit	人凝血因子 XII (F12) ELISA 试剂盒	KE00034
Human Fas Ligand/CD178 ELISA Kit	人细胞凋亡因子配体 ELISA 试剂盒	KE00245
Human FGF19 ELISA Kit	人成纤维细胞生长因子 19 ELISA 试剂盒	KE00243
Human FGF2 ELISA Kit	人成纤维细胞生长因子 2 ELISA 试剂盒	KE00129
Human FLRG ELISA Kit	人卵母抑素样蛋白 3 ELISA 试剂盒	KE00258
Human G-CSF ELISA Kit	人粒细胞集落刺激因子 ELISA 试剂盒	KE00106
Human GDF-15 ELISA Kit	人生长分化因子 15 ELISA 试剂盒	KE00108
Human GM-CSF ELISA Kit	人集落刺激因子 2 ELISA 试剂盒	KE00003
Human GMFB ELISA Kit	人 β- 神经胶质质成熟因子 ELISA 试剂盒	KE00001
Human GMFG ELISA Kit	人神经胶质成熟因子 Gamma ELISA 试剂盒	KE00087
Human IFNA1 ELISA Kit	人干扰素 α ELISA 试剂盒	KE00044
Human IL-1 alpha ELISA Kit	人白介素 1α ELISA 试剂盒	KE00123

Cytokines (细胞因子)		
英文名称	中文名称	货号
AuthentiKine™ Human IL-28A ELISA Kit	人白介素 28A ELISA 试剂盒	KE00237
AuthentiKine™ Human IL-28B ELISA Kit	人白介素 28B ELISA 试剂盒	KE00235
AuthentiKine™ Human IL-29 ELISA Kit	人白介素 29 ELISA 试剂盒	KE00241
AuthentiKine™ Human LIF ELISA Kit	人白血病抑制因子 ELISA 试剂盒	KE00208
AuthentiKine™ Human M-CSF ELISA Kit	人巨噬细胞集落刺激因子 ELISA 试剂盒	KE00184
AuthentiKine™ Human TNF-alpha ELISA Kit	人肿瘤坏死因子 α ELISA 试剂盒	KE00154
AuthentiKine™ Human VEGF ELISA Kit	人血管内皮生长因子 ELISA 试剂盒	KE00216

Neuroscience (神经生物学)		
英文名称	中文名称	货号
AuthentiKine® Human beta-NGF ELISA Kit	人 β 神经生长因子 ELISA 试剂盒	KE00174

Others (其它)		
英文名称	中文名称	货号
AuthentiKine™ Human Thrombopoietin ELISA Kit	人血小板生成素 ELISA 试剂盒	KE00267

精选 Humankine® 天然活性蛋白免疫的抗体对，更能针对 ELISA 实验检测的天然样本类型。

英文名称	中文名称	货号
Human IL-1 beta ELISA Kit	人白介素 1β ELISA 试剂盒	KE00021
Human IL-2 ELISA Kit	人白介素 2 ELISA 试剂盒	KE00017
Human IL-3 ELISA Kit	人白介素 3 ELISA 试剂盒	KE00185
Human IL-4 ELISA Kit	人白介素 4 ELISA 试剂盒	KE00016
Human IL-5 ELISA Kit	人白介素 5 ELISA 试剂盒	KE00217
Human IL-5 ELISA Kit	人白介素 5 ELISA 试剂盒	KE00304
Human IL-8 ELISA Kit	人白介素 -8 ELISA 试剂盒	KE00006
Human IL-11 ELISA Kit	人白介素 -11 ELISA 试剂盒	KE00246
Human IL-11 ELISA Kit	人白介素 -11 ELISA 试剂盒	KE00273
Human IL-12 p70 ELISA Kit	人白介素 12 p70 ELISA 试剂盒	KE00019
Human IL-13 ELISA Kit	人白介素 13 ELISA 试剂盒	KE00020
Human IL-13 ELISA Kit	人白介素 13 ELISA 试剂盒	KE00299
Human IL-15 ELISA Kit	人白介素 15 ELISA 试剂盒	KE00102
Human IL-1RL1/ST2 ELISA Kit	人白介素 1 受体样蛋白 IL-1RL1/ST2 ELISA 试剂盒	KE00293
Human IL-21 ELISA Kit	人白介素 21 ELISA 试剂盒	KE00022
Human IL-22 ELISA Kit	人白介素 22 ELISA 试剂盒	KE00008
Human IL-31 ELISA Kit	人白介素 31 ELISA 试剂盒	KE00086
Human IL-34 ELISA Kit	人白介素 34 ELISA 试剂盒	KE00151
Human INS ELISA Kit	人胰岛素 ELISA 试剂盒	KE00045
Human Leptin ELISA Kit	人瘦素 ELISA 试剂盒	KE00095
Human MCP-1 ELISA Kit	人单核细胞趋化蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00091
Human MCP-1 ELISA Kit	人类单核细胞趋化因子 -1 ELISA 试剂盒	KE00277
Human MIF ELISA Kit	人巨噬细胞移动抑制因子 ELISA 试剂盒	KE00248
Human NGAL ELISA Kit	人脂质谱蛋白 2 ELISA 试剂盒	KE00144
Human ORM1 ELISA Kit	人类粘蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00137
Human ORM1 ELISA Kit	人类粘蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00297
Human PDGF-AB ELISA Kit	人血小板衍生生长因子 AB ELISA 试剂盒	KE00222
Human PDGF-BB ELISA Kit	人血小板衍生生长因子 BB ELISA 试剂盒	KE00161
Human PLA2G1B ELISA Kit	人磷脂酶 A2-XIB ELISA 试剂盒	KE00098
Human RBP4 ELISA Kit	人视黄醇结合蛋白 4 ELISA 试剂盒	KE00056
Human RBP4 ELISA Kit	人视黄醇结合蛋白 4 ELISA 试剂盒	KE00270
Human ST2 ELISA Kit	人白介素 1 受体样蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00055
Human TF ELISA Kit	人转铁蛋白 ELISA 试剂盒	KE00046
Human TGF-beta1 ELISA Kit	人转化生长因子 β1 ELISA 试剂盒	KE00002
Human TNFSF15 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子配体超家族成员 15 ELISA 试剂盒	KE00296
Human Total IL-18 ELISA Kit	人白介素 18 ELISA 试剂盒	KE00193
Human Uteroglobin ELISA Kit	人子宫球蛋白 ELISA 试剂盒	KE00099
Human VEGF-C ELISA Kit	人血管内皮生长因子 C ELISA 试剂盒	KE00252
Human VEGF-D ELISA Kit	人血管内皮细胞生长因子 D ELISA 试剂盒	KE00247
Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit	生长分化因子 8 ELISA 试剂盒	KE00120

产品目录

Human 经典系列

Cancer（肿瘤）

英文名称	中文名称	货号	英文名称	中文名称	货号
Human A18G ELISA Kit	人 α1-B- 糖蛋白 ELISA 试剂盒	KE00130	Human Mammaglobin A ELISA Kit	人乳腺球蛋白 A ELISA 试剂盒	KE00071
Human ADAM12 ELISA Kit	人解整合素金属蛋白酶 12 ELISA 试剂盒	KE00058	Human MMP-13 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 13 ELISA 试剂盒	KE00078
Human AFP ELISA Kit	人甲胎蛋白 ELISA 试剂盒	KE00132	Human MMP-2 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 2 ELISA 试剂盒	KE00077
Human ANGPTL4 ELISA Kit	人血管生成素样蛋白 4 ELISA 试剂盒	KE00186	Human MMP-8 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 8 ELISA 试剂盒	KE00218
Human APCS ELISA Kit	人血清淀粉样 P 物质 ELISA 试剂盒	KE00122	Human MMP-9 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒	KE00164
Human APOL1 ELISA Kit	人载脂蛋白 L1 ELISA 试剂盒	KE00047	Human MMP-9 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒	KE00298
Human B2M ELISA Kit	人 β2 微球蛋白 ELISA 试剂盒	KE00303	Human Osteopontin/OPN ELISA Kit	人骨桥蛋白 ELISA 试剂盒	KE00233
Human CEA/CEACAM5 ELISA Kit	人癌胚抗原 ELISA 试剂盒	KE00281	Human P21 ELISA Kit	人 P21 蛋白 ELISA 试剂盒	KE00049
Human CEACAM1 ELISA Kit	人癌胚抗原相关细胞粘附分子 1 ELISA 试剂盒	KE00301	Human P53 ELISA Kit	人肿瘤抑制因子 P53 ELISA 试剂盒	KE00244
Human CNPY2 ELISA Kit	人冠层 2 同源物 ELISA 试剂盒	KE00073	Human PG II ELISA Kit	人胃蛋白酶原 C ELISA 试剂盒	KE00090
Human EGFR ELISA Kit	人表皮生长因子受体 ELISA 试剂盒	KE00142	Human PGA5 ELISA Kit	人胃蛋白酶原 A ELISA 试剂盒	KE00084
Human EGFR ELISA Kit	人表皮生长因子受体 ELISA 试剂盒	KE00294	Human Phospho-P53 (Ser15) ELISA Kit	人肿瘤抑制因子 Phospho-P53 (Ser15) ELISA 试剂盒	KE40001
Human Endostatin ELISA Kit	人血管内皮抑制素 ELISA 试剂盒	KE00259	Human PIGF ELISA Kit	人胎盘生长因子 ELISA 试剂盒	KE00173
Human FKBPL ELISA Kit	人 FK506 结合蛋白样蛋白 ELISA 试剂盒	KE00023	Human S100A8/S100A9 ELISA Kit	人 S100 钙结合蛋白 A8/A9 ELISA 试剂盒	KE00177
Human FN1 ELISA Kit	人纤维连接蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00039	Human S100B ELISA Kit	人 S100 钙结合蛋白 BB ELISA 试剂盒	KE00103
Human FOLR1 ELISA Kit	人叶酸受体 1 ELISA 试剂盒	KE00115	Human SERPINA1 ELISA Kit	人 α-1 抗胰蛋白酶 ELISA 试剂盒	KE00178
Human Galectin-3 ELISA Kit	人半乳糖凝集素 3 ELISAS 试剂盒	KE00126	Human SERPINE1 ELISA Kit	人纤溶酶原激活物抑制因子 1 ELISA 试剂盒	KE00109
Human GOLI1 ELISA Kit	人高尔基体膜蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00111	Human SFRP1 ELISA Kit	人分泌型卷曲相关蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00266
Human Granzyme B ELISA Kit	人颗粒酶 B ELISA 试剂盒	KE00121	Human TIMP2 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶组织抑制因子 1 ELISA 试剂盒	KE00166
Human GRP ELISA Kit	人胃泌素释放肽 ELISA 试剂盒	KE00070	Human TIMP2 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶抑制因子 2 ELISA 试剂盒	KE00162
Human HDAC1 ELISA Kit	人组蛋白脱乙酰基酶 1 ELISA 试剂盒	KE00033	Human TIMP4 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶组织抑制因子 4 ELISA 试剂盒	KE00198
Human HE4/WFDC2 ELISA Kit	人附睾蛋白 4 ELISA 试剂盒	KE00265	Human TK1 ELISA Kit	人胸苷激酶 1 ELISA 试剂盒	KE00285
Human HER2 ELISA Kit	人表皮生长因子受体 2 ELISA 试剂盒	KE00053	Human Total MMP-1 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 1 ELISA 试剂盒	KE00223
Human HSP70 ELISA Kit	人热休克蛋白 70 ELISA 试剂盒	KE00059	Human Total MMP-3 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 3 ELISA 试剂盒	KE00160
Human HSP90 ELISA Kit	人热休克蛋白 90 ELISA 试剂盒	KE00054	Human Total MMP-7 ELISA Kit	人基质金属蛋白酶 7 ELISA 试剂盒	KE00219
Human IDH1 ELISA Kit	人异柠檬酸脱氢酶 1 ELISA 试剂盒	KE00060	Human WISP-1/CCN4 ELISA Kit	人 Wnt1 诱导信号通路蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00236
Human IDO1 ELISA Kit	人吲哚胺 2,3- 双氧酶 1 ELISA 试剂盒	KE00229	Human ZAG/AZGP1 ELISA Kit	人锌 -α2- 糖蛋白 ELISA 试剂盒	KE00230
Human JNK ELISA Kit	人应激激活蛋白激酶 JNK ELISA 试剂盒	KE00072	Human/Mouse/Rat SNAP25 ELISA Kit	25kDa 突触关联蛋白 ELISA 试剂盒	KE00031
Human LDH-B ELISA Kit	人 L 乳酸脱氢酶 B 链 ELISA 试剂盒	KE00287	Human LGALS9/Galectin-9 ELISA Kit	人半乳糖凝集素 -9 ELISA 试剂盒	KE00175
Human LGALS3BP ELISA Kit	人半乳糖凝集素 3 结合蛋白 ELISA 试剂盒	KE00155			

CD Molecular（CD 分子）

英文名称	中文名称	货号	英文名称	中文名称	货号
Human B7-H3/CD276 ELISA Kit	人 CD276 分子 ELISA 试剂盒	KE00143	Human ICAM-1 ELISA Kit	人细胞间粘附分子 1 ELISA 试剂盒	KE00061
Human B7-H3/CD276 ELISA Kit	人 CD276 ELISA 试剂盒	KE00295	Human IL-1R1 ELISA Kit	人白介素 1 受体 1 ELISA 试剂盒	KE00116
Human CD138/Syndecan-1 ELISA Kit	人 CD138 分子 ELISA 试剂盒	KE00234	Human IL-2RA ELISA Kit	人白介素 2 受体 α ELISA 试剂盒	KE00140
Human CD14 ELISA Kit	人 CD14 分子 ELISA 试剂盒	KE00104	Human IL-6R alpha ELISA Kit	人白介素 6 受体 ELISA 试剂盒	KE00289
Human CD146/MCAM ELISA Kit	人黑素瘤细胞粘附分子 ELISA 试剂盒	KE00065	Human IL-6R ELISA Kit	人白介素 6 受体 ELISA 试剂盒	KE00118
Human CD147 ELISA Kit	人 CD147 分子 ELISA 试剂盒	KE00135	Human LIGHT/TNFSF14 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子配体超家族成员 14 ELISA 试剂盒	KE00291
Human CD16 ELISA Kit	人 CD16 分子 ELISA 试剂盒	KE00284	Human N-cadherin ELISA Kit	人 N- 钙黏蛋白 ELISA 试剂盒	KE00114
Human CD163 ELISA Kit	人 CD163 ELISA 试剂盒	KE00190	Human OX40/CD134 ELISA Kit	人 CD134 ELISA 试剂盒	KE00209
Human CD22 ELISA Kit	人 CD22 分子 ELISA 试剂盒	KE00131	Human PD1 ELISA Kit	人程序性细胞死亡蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00075
Human CD23/FCER2 ELISA Kit	人 CD23 分子 ELISA 试剂盒	KE00107	Human PD-L1 ELISA Kit	人程序性细胞死亡配体 1 ELISA 试剂盒	KE00074
Human CD38 ELISA Kit	人 CD38 ELISA 试剂盒	KE00253	Human P-selectin ELISA Kit	人 P 选择素 ELISA 试剂盒	KE00064
Human CD3E ELISA Kit	人 CD3E ELISA 试剂盒	KE00026	Human TNFR1 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体 1 ELISA 试剂盒	KE00051
Human CD86 ELISA Kit	人 CD86 分子 ELISA 试剂盒	KE00280	Human TNFR1 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体 1 ELISA 试剂盒	KE00309
Human DPP4/CD26 ELISA Kit	人二肽基肽酶 4 ELISA 试剂盒	KE00292	Human TNFRSF9 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体超家族成员 9 ELISA 试剂盒	KE00125
Human E-cadherin ELISA Kit	人 E- 钙黏蛋白 ELISA 试剂盒	KE00228	Human TNFRSF9 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体超家族成员 9 ELISA 试剂盒	KE00283
Human Endoglin/CD105 ELISA Kit	人内皮糖蛋白 ELISA 试剂盒	KE00199	Human TREM1 ELISA Kit	人髓系细胞触发受体 1 ELISA 试剂盒	KE00238
Human E-selectin /CD62E ELISA Kit	人 E- 选择素 ELISA 试剂盒	KE00169	Human VCAM-1/CD106 ELISA Kit	人血管细胞粘附分子 -1 ELISA 试剂盒	KE00163
Human GITR/TNFRSF18 ELISA Kit	人糖皮质激素诱导的 TNFR 相关蛋白 ELISA 试剂盒	KE00220	Human FAS/CD95 ELISA Kit	人凋亡相关因子 ELISA 试剂盒	KE00261
Human gp130 ELISA Kit	人糖蛋白 130 ELISA 试剂盒	KE00176			

Membrane Protein（膜蛋白）

英文名称	中文名称	货号	英文名称	中文名称	货号
Human ABCD1 ELISA Kit	人 ATP 结合盒转运蛋白 D1 ELISA 试剂盒	KE00030	Human TNFRSF1B ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体超家族成员 1B ELISA 试剂盒	KE00224
Human CD40 ligand/CD154 ELISA Kit	人 CD40 配体 ELISA 试剂盒	KE00251	Human uPAR/PLAUR ELISA Kit	人尿激酶型纤溶酶原激活物受体 ELISA 试剂盒	KE00206
Human KIM-1/HAVCR1 ELISA Kit	人甲型肝炎病毒细胞受体 1 ELISA 试剂盒	KE00136	Human VEGFR-1 ELISA Kit	人血管内皮生长因子受体 1 ELISA 试剂盒	KE00113
Human LRR32 ELISA Kit	人富含亮氨酸重复序列蛋白 32 ELISA 试剂盒	KE00119	Human VISTA/C10orf54 ELISA Kit	人 T 细胞活化的 V 结构域 Ig 抑制因子 ELISA 试剂盒	KE00282
Human Tie2 ELISA Kit	人内皮细胞 TEK 酪氨酸激酶 ELISA 试剂盒	KE00242	Human P-cadherin ELISA Kit	人 P- 钙黏蛋白 ELISA 试剂盒	KE00117

■ Human 经典系列

Neuroscience（神经生物学）					
英文名称	中文名称	货号	英文名称	中文名称	货号
Human APOE ELISA Kit	人载脂蛋白 E ELISA 试剂盒	KE00156	Human TDP-43 ELISA Kit	人 TAR DNA 结合蛋白 43kDa ELISA 试剂盒 (for Serum and Plasma) ELISA 试剂盒	KE00005
Human a-Synuclein ELISA Kit	人 a- 突触核蛋白 ELISA 试剂盒	KE00191	Human TDP-43 ELISA Kit	人 TAR DNA 结合蛋白 43kDa ELISA 试剂盒 (for CSF) ELISA 试剂盒	KE00009
Human ENO2 ELISA Kit	人神经元特异性烯醇化酶 ELISA 试剂盒	KE00050	Human UCH-L1 ELISA Kit	人泛素羧基末端水解酶 L1 ELISA 试剂盒	KE00211
Human Fetuin-A ELISA Kit	人胎球蛋白 A ELISA 试剂盒	KE00097	Human/Mouse SMN ELISA Kit	人 / 小鼠 运动神经元存活蛋白 ELISA 试剂盒	KE00027
Human GFAP ELISA Kit	人神经胶质纤维酸性蛋白 ELISA 试剂盒	KE00210	Human/Rat BDNF ELISA Kit	人 / 大鼠脑源性神经营养因子 ELISA 试剂盒	KE00096
Human NF-L ELISA Kit	人轻链神经丝蛋白 ELISA 试剂盒	KE00305			

Others（其它）

英文名称	中文名称	货号	英文名称	中文名称	货号
Human ACE2 ELISA Kit	人血管紧张素转换酶 2 ELISA 试剂盒	KE00254	Human IL-1R2 ELISA Kit	人白细胞介素 -1 受体 2 ELISA 试剂盒	KE00288
Human ADAMTS13 ELISA Kit	人血管性血友病因子裂解酶 ELISA 试剂盒	KE00286	Human LBP ELISA Kit	人脂多糖结合蛋白 ELISA 试剂盒	KE00134
Human Angiopoietin 2 ELISA Kit	人血管生成素 2 ELISA 试剂盒	KE00226	Human MHC class I ELISA Kit	人主要组织相容性复合体 I 类分子 ELISA 试剂盒	KE00035
Human APOA1 ELISA Kit	人载脂蛋白 A1 ELISA 试剂盒	KE00157	Human MPO ELISA Kit	人髓过氧化物酶 ELISA 试剂盒	KE00171
Human APOB ELISA Kit	人载脂蛋白 B ELISA 试剂盒	KE00158	Human Myoglobin ELISA Kit	人肌红蛋白 ELISA 试剂盒	KE00204
Human ATF4 ELISA Kit	人活化转录因子 4 ELISA 试剂盒	KE00147	Human PCSK9 ELISA Kit	人前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 ELISA 试剂盒	KE00278
Human ATG7 ELISA Kit	人自噬相关蛋白 7 ELISA 试剂盒	KE00276	Human PCSK9/Proprotein Convertase 9 ELISA Kit	人前蛋白转化酶枯草溶菌素 ELISA 试剂盒	KE00181
Human Caspase 1 ELISA Kit	人半胱氨酸蛋白酶 1 ELISA Kit	KE00231	Human Pentraxin 3/TSG-14 ELISA Kit	人正五聚蛋白 3 ELISA Kit	KE00205
Human CHI3L1/YKL40 ELISA Kit	人几丁质酶 3like1 ELISA 试剂盒	KE00239	Human Progranulin/PCDGF ELISA Kit	人神经瘤细胞源性生长因子 ELISA 试剂盒	KE00260
Human COMP ELISA Kit	人软骨寡聚基质蛋白 ELISA 试剂盒	KE00105	Human Prolactin ELISA Kit	人催乳素 ELISA 试剂盒	KE00172
Human CYB5R3 ELISA Kit	人细胞色素 b5 还原酶 3 ELISA 试剂盒	KE00069	Human Resistin ELISA Kit	人抵抗素 ELISA 试剂盒	KE00159
Human CYCS ELISA Kit	人细胞色素 C ELISA 试剂盒	KE00079	Human SHBG ELISA Kit	人性激素结合球蛋白 ELISA 试剂盒	KE00264
Human ECM1 ELISA Kit	人细胞外基质蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00141	Human TFPI ELISA Kit	人组织因子途径抑制物 ELISA 试剂盒	KE00202
Human ENPP-2/Autotaxin ELISA Kit	磷酸二酯酶家族成员 2 ELISA 试剂盒	KE00179	Human Thrombospondin 1 ELISA Kit	人血小板反应蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE00249
Human FABP2 ELISA Kit	人脂肪结合蛋白 2 ELISA 试剂盒	KE00263	Human TNFRSF68/DcR3 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体超家族成员 6B ELISA 试剂盒	KE00188
Human Follistatin ELISA Kit	人卵泡抑素 ELISA 试剂盒	KE00250	Human t-Plasminogen activator ELISA Kit	人组织型纤溶酶原激活物 ELISA 试剂盒	KE00180
Human GNLV/Granulysin ELISA Kit	人颗粒溶素 ELISA 试剂盒	KE00200	Human Transferrin/TF ELISA Kit	人转铁蛋白 TF ELISA 试剂盒	KE00300
Human Haptoglobin ELISA Kit	人结合珠蛋白 ELISA 试剂盒	KE00148	Human Vitamin D BP ELISA Kit	人维生素 D 结合蛋白 ELISA 试剂盒	KE00272
Human Haptoglobin ELISA Kit	人结合珠蛋白 HP ELISA 试剂盒	KE00302	Human/Mouse/Rat PIP5K1A ELISA Kit	磷脂酰肌醇 -4- 磷酸 5- 激酶 ELISA 试剂盒	KE00227
Human HNRMPA2B1 ELISA Kit	人异质性胞核糖核蛋白 A2B1 ELISA 试剂盒	KE00269	Human HO-1/HMOX1 ELISA Kit	人血红素氧合酶 1 ELISA 试剂盒	KE00255
Human IL-1R2 ELISA Kit	人白细胞介素 -1 受体 2 ELISA 试剂盒	KE00201			

■ Mouse 经典系列

Cytokines（细胞因子）					
英文名称	中文名称	货号	英文名称	中文名称	货号
Mouse Adiponectin ELISA Kit	小鼠脂联素 ELISA 试剂盒	KE10044	Mouse IL-10 ELISA Kit	小鼠白介素 10 ELISA 试剂盒	KE10008
Mouse BAFF ELISA Kit	小鼠肿瘤坏死因子配体超家族成员 13b ELISA 试剂盒	KE10026	Mouse IL-12 p70 ELISA Kit	小鼠白介素 12 p70 ELISA 试剂盒	KE10014
Mouse CCL11/Eotaxin ELISA Kit	小鼠趋化蛋白 CCL11 ELISA 试剂盒	KE10043	Mouse IL-12/IL-23 p40 ELISA Kit	小鼠白介素 12/23 p40 ELISA 试剂盒	KE10068
Mouse CCL12/MCP-5 ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL12 ELISA 试剂盒	KE10051	Mouse IL-13 ELISA Kit	小鼠白介素 13 ELISA 试剂盒	KE10021
Mouse CCL17/TARC ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL17 ELISA 试剂盒	KE10096	Mouse IL-15 ELISA Kit	小鼠白介素 15 ELISA 试剂盒	KE10028
Mouse CCL22 ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL22 ELISA 试剂盒	KE10053	Mouse IL-17A ELISA Kit	小鼠白介素 17A ELISA 试剂盒	KE10020
Mouse CCL3 ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL3 ELISA 试剂盒	KE10023	Mouse IL-21 ELISA Kit	小鼠白介素 21 ELISA 试剂盒	KE10012
Mouse CCL4 ELISA Kit	小鼠 C-C 趋化因子 4 ELISA 试剂盒	KE10030	Mouse IL-22 ELISA Kit	小鼠白介素 22 ELISA 试剂盒	KE10041
Mouse CCL5 ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL5 ELISA 试剂盒	KE10017	Mouse IL-22 ELISA Kit	小鼠白介素 22 ELISA 试剂盒	KE10101
Mouse CX3CL1 ELISA Kit	小鼠趋化因子 C-X3-C 基元配体 1 ELISA 试剂盒	KE10076	Mouse IL-27 ELISA Kit	小鼠白介素 27 ELISA 试剂盒	KE10016
Mouse CXCL1 ELISA Kit	小鼠 CXCL 趋化因子配体 1 ELISA 试剂盒	KE10019	Mouse IL-27 p28/IL-30 ELISA Kit	小鼠白介素 27 ELISA 试剂盒	KE10077
Mouse CXCL1 ELISA Kit	小鼠 CXCL 趋化因子配体 1 ELISA 试剂盒	KE10104	Mouse IL-33 ELISA Kit	小鼠白介素 33 ELISA 试剂盒	KE10054
Mouse CXCL12/SDF-1 ELISA Kit	小鼠基质细胞衍生因子 -1/ 趋化因子 CXCL12 ELISA 试剂盒	KE10049	Mouse IL-1ra/IL-1F3 ELISA Kit	小鼠白介素 -1 受体拮抗剂 ELISA 试剂盒	KE10052
Mouse CXCL2 ELISA Kit	小鼠 CXCL 趋化因子配体 2 ELISA 试剂盒	KE10022	Mouse Leptin ELISA Kit	小鼠瘦素 ELISA 试剂盒	KE10048
Mouse CXCL4/PP4 ELISA Kit	小鼠血小板因子 4 ELISA 试剂盒	KE10071	Mouse LIF ELISA Kit	小鼠白血病抑制因子 ELISA 试剂盒	KE10087
Mouse CXCL9/MIG ELISA Kit	小鼠干扰素 γ 诱导单核因子 ELISA 试剂盒	KE10067	Mouse LIX/CXCL5 ELISA Kit	小鼠 LIX/CXCL5 ELISA 试剂盒	KE10070
Mouse Cystatin C ELISA Kit	小鼠胱抑素 C ELISA 试剂盒	KE10066	Mouse MCP-1 ELISA Kit	小鼠单核细胞趋化蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE10006
Mouse EGF ELISA Kit	小鼠表皮生长因子 ELISA 试剂盒	KE10093	Mouse MCP-1 ELISA Kit	小鼠单核细胞趋化蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE10102
Mouse G-CSF ELISA Kit	小鼠粒细胞集落刺激因子 ELISA 试剂盒	KE10025	Mouse MIF ELISA Kit	小鼠巨噬细胞移动抑制因子 ELISA 试剂盒	KE10027
Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit	生长分化因子 8 ELISA 试剂盒	KE00120	Mouse NGAL ELISA Kit	小鼠脂质运载蛋白 2 ELISA 试剂盒	KE10045
Mouse GDF-15 ELISA Kit	小鼠生长分化因子 15 ELISA 试剂盒	KE10082	Mouse PIGF-2 ELISA Kit	人胎盘生长因子 PIGF-2 ELISA 试剂盒	KE10084
Mouse GM-CSF ELISA Kit	小鼠集落刺激因子 2 ELISA 试剂盒	KE10015	Mouse Resistin ELISA Kit	小鼠抵抗素 ELISA 试剂盒	KE10055
Mouse IFN-gamma ELISA Kit	小鼠干扰素 γ ELISA 试剂盒	KE10001	Mouse SCF ELISA Kit	小鼠干细胞因子 ELISA 试剂盒	KE10047
Mouse IFN-gamma ELISA Kit	小鼠干扰素 γ ELISA 试剂盒	KE10094	Mouse TGF-beta1 ELISA Kit	小鼠转化生长因子 β 1 ELISA 试剂盒	KE10005
Mouse IL-1 alpha ELISA Kit	小鼠白介素 1- α ELISA 试剂盒	KE10024	Mouse TNF-alpha ELISA Kit	小鼠肿瘤坏死因子 α ELISA 试剂盒	KE10002
Mouse IL-1 alpha ELISA Kit	小鼠白介素 1 α ELISA 试剂盒	KE10098	Mouse TNFSF11/RANKL ELISA Kit	小鼠核因子 κ B 受体活化因子配基 ELISA 试剂盒	KE10035
Mouse IL-1 beta ELISA Kit	小鼠白介素 1 β ELISA 试剂盒	KE10003	Mouse TSLP ELISA Kit	小鼠胸腺基质淋巴细胞生成素 ELISA 试剂盒	KE10083
Mouse IL-2 ELISA Kit	小鼠白介素 2 ELISA 试剂盒	KE10004	Mouse VEGF ELISA Kit	小鼠血管内皮生长因子 ELISA 试剂盒	KE10009
Mouse IL-2 ELISA Kit	小鼠白介素 2 ELISA 试剂盒	KE10100	Mouse/Rat FGF-21 ELISA Kit	小鼠成纤维细胞生长因子 21 ELISA 试剂盒	KE10042
Mouse IL-4 ELISA Kit	小鼠白介素 4 ELISA 试剂盒	KE10010	Mouse/Rat FGF-21 ELISA Kit	小鼠成纤维细胞生长因子 21 ELISA 试剂盒	KE10095
Mouse IL-5 ELISA Kit	小鼠白介素 5 ELISA 试剂盒	KE10018	Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L ELISA Kit	小鼠 / 大鼠 Flt-3 配体 / FLT3L ELISA 试剂盒	KE10072
Mouse IL-6 ELISA Kit	小鼠白介素 6 ELISA 试剂盒	KE10007	Mouse/Rat HGF ELISA Kit	小鼠 / 大鼠肝细胞生长因子 ELISA 试剂盒	KE10079
Mouse IL-6 ELISA Kit	小鼠白介素 6 ELISA 试剂盒	KE10091	Mouse/Rat IGF1 ELISA Kit	小鼠胰岛素样生长因子 1 ELISA 试剂盒	KE10032
Mouse IL-7 ELISA Kit	小鼠白介素 7 ELISA 试剂盒	KE10060	Mouse/Rat PDGF-AB ELISA Kit	大小鼠血小板衍生长因子 AB ELISA 试剂盒	KE10057
Mouse IL-10 ELISA Kit	小鼠白介素 10 ELISA 试剂盒	KE10103	Mouse/Rat PDGF-BB ELISA Kit	小鼠 / 大鼠血小板衍生长因子 BB ELISA 试剂盒	KE10034

产品目录

■ Mouse 经典系列

Cancer（肿瘤）		
英文名称	中文名称	货号
Mouse AFP ELISA Kit	小鼠甲胎蛋白 ELISA 试剂盒	KE10092
Mouse CXCL13/BCA1 ELISA Kit	小鼠趋化因子配体 13 ELISA 试剂盒	KE10088
Mouse IGFBP3 ELISA Kit	小鼠 胰岛素样生长因子结合蛋白 3 ELISA 试剂盒	KE10078
Mouse RAGE ELISA Kit	小鼠糖基化终末产物受体 ELISA 试剂盒	KE10086
Mouse TIMP1 ELISA Kit	小鼠基质金属蛋白酶组织抑制因子 1 ELISA 试剂盒	KE10039
Mouse Total MMP-3 ELISA Kit	小鼠基质金属蛋白酶 3 ELISA 试剂盒	KE10040
Mouse Total MMP-9 ELISA Kit	小鼠基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒	KE10037
Mouse VEGFR2/Flk-1 ELISA Kit	小鼠血管内皮生长因子受体 2 ELISA 试剂盒	KE10081
Mouse/Rat Osteopontin/OPN ELISA Kit	小鼠 / 大鼠骨桥蛋白 ELISA 试剂盒	KE10046
Mouse/Rat Osteopontin/OPN ELISA Kit	小鼠 / 大鼠骨桥蛋白 ELISA 试剂盒	KE10097
Human/Mouse/Rat SNAP25 ELISA Kit	25kDa 突触关联蛋白 ELISA 试剂盒	KE00031

Membrane protein（膜蛋白）		
英文名称	中文名称	货号
Mouse ICAM-1/CD54 ELISA Kit	小鼠细胞间粘附分子 -1 ELISA 试剂盒	KE10099
Mouse KIM-1/HAVCR1 ELISA Kit	小鼠甲型肝炎病毒细胞受体 1 ELISA 试剂盒	KE10064
Mouse sVEGFR1/Flt-1 ELISA Kit	小鼠血管内皮细胞生长因子受体 1 ELISA 试剂盒	KE10069
Mouse TNFRSF1B ELISA Kit	小鼠肿瘤坏死因子受体超家族成员 1B ELISA 试剂盒	KE10061

Neuroscience（神经生物学）		
英文名称	中文名称	货号
Human/Mouse SMN ELISA Kit	人 / 小鼠 运动神经元存活蛋白 ELISA 试剂盒	KE00027

■ Rat 经典系列

Cytokines（细胞因子）

英文名称	中文名称	货号
Rat Adiponectin ELISA Kit	大鼠脂联素 ELISA 试剂盒	KE20016
Rat CXCL1 ELISA Kit	大鼠 CXC 趋化因子配体 1 ELISA 试剂盒	KE20015
Rat CXCL2 ELISA Kit	大鼠 CXC 趋化因子配体 2 ELISA 试剂盒	KE20017
Mouse/Rat FGF-21 ELISA Kit	小鼠成纤维细胞生长因子 21 ELISA 试剂盒	KE10042
Mouse/Rat FGF-21 ELISA Kit	小鼠成纤维细胞生长因子 21 ELISA 试剂盒	KE10095
Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L ELISA Kit	小鼠 / 大鼠 Flt-3 配体 /FLT3L ELISA 试剂盒	KE10072
Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit	生长分化因子 8 ELISA 试剂盒	KE00120
Mouse/Rat HGF ELISA Kit	小鼠 / 大鼠肝细胞生长因子 ELISA 试剂盒	KE10079
Mouse/Rat IGF1 ELISA Kit	小鼠胰岛素样生长因子 1 ELISA 试剂盒	KE10032
Rat IFN-gamma ELISA Kit	大鼠干扰素 γ ELISA 试剂盒	KE20007
Rat IFN-gamma ELISA Kit	大鼠干扰素 γ ELISA 试剂盒	KE20020

Cancer（肿瘤）		
英文名称	中文名称	货号
Rat MMP-9 ELISA Kit	大鼠基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒	KE20023
Rat Total MMP-9 ELISA Kit	大鼠基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒	KE20006
Mouse/Rat Osteopontin/OPN ELISA Kit	小鼠 / 大鼠骨桥蛋白 ELISA 试剂盒	KE10046
Mouse/Rat Osteopontin/OPN ELISA Kit	小鼠 / 大鼠骨桥蛋白 ELISA 试剂盒	KE10097
Human/Mouse/Rat SNAP25 ELISA Kit	25kDa 突触关联蛋白 ELISA 试剂盒	KE00031
Rat TIMP1 ELISA Kit	大鼠基质金属蛋白酶组织抑制因子 1 ELISA 试剂盒	KE20004

CD Molecular（CD 分子）		
英文名称	中文名称	货号
Rat ICAM-1/CD54 ELISA Kit	大鼠细胞间粘附分子 1 ELISA 试剂盒	KE20013
Mouse/Rat TREM-1 ELISA Kit	小鼠 / 大鼠髓系细胞触发受体 1 ELISA 试剂盒	KE10080

CD Molecular（CD 分子）		
英文名称	中文名称	货号
Mouse CTLA4 ELISA Kit	小鼠细胞毒 T 淋巴细胞相关抗原 4 ELISA 试剂盒	KE10029
Mouse Endoglin/CD105 ELISA Kit	小鼠内皮糖蛋白 ELISA 试剂盒	KE10056
Mouse E-selectin/CD62E ELISA Kit	小鼠 E- 选择素 ELISA 试剂盒	KE10036
Mouse ICAM-1/CD54 ELISA Kit	小鼠细胞间粘附分子 1 ELISA 试剂盒	KE10063
Mouse P-Selectin/CD62P ELISA Kit	小鼠 P 选择素 ELISA 试剂盒	KE10075
Mouse TNFR1 ELISA Kit	小鼠肿瘤坏死因子受体 1 ELISA 试剂盒	KE10065
Mouse VCAM-1/CD106 ELISA Kit	小鼠血管细胞粘附分子 -1 ELISA 试剂盒	KE10038
Mouse/Rat TREM-1 ELISA Kit	小鼠 / 大鼠髓系细胞触发受体 1 ELISA 试剂盒	KE10080

Others（其他）		
英文名称	中文名称	货号
Mouse Chemerin ELISA Kit	小鼠脂肪因子 Chemerin ELISA 试剂盒	KE10074
Mouse CH13L1/YKL40 ELISA Kit	CD13L1 趋化因子 ELISA 试剂盒	KE10090
Mouse C-Reactive Protein/CRP ELISA Kit	小鼠 C- 反应蛋白 ELISA 试剂盒	KE10085
Mouse DKK1 ELISA Kit	小鼠 Dickkopf 相关蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE10033
Mouse EPO ELISA Kit	小鼠促红细胞生成素 ELISA 试剂盒	KE10031
Mouse Insulin ELISA Kit	小鼠胰岛素 ELISA 试剂盒	KE10089
Mouse MFG-E8 ELISA Kit	小鼠乳脂膜 - 表皮生长因子 8 ELISA 试剂盒	KE10062
Mouse Osteoprotegerin/TNFRSF11B ELISA Kit	小鼠骨保护素 ELISA 试剂盒	KE10058
Mouse PCSK9 ELISA Kit	小鼠前蛋白转化酶枯草溶菌素 ELISA 试剂盒	KE10050
Mouse Pentraxin 3/TSG-14 ELISA Kit	小鼠正五聚蛋白 3 ELISA 试剂盒	KE10073
Human/Mouse/Rat PIP5K1A ELISA Kit	磷脂酰肌醇 -4- 磷酸 5- 激酶 ELISA 试剂盒	KE00227
Mouse Thrombopoietin ELISA Kit	小鼠血小板生成素 ELISA 试剂盒	KE10059

英文名称	中文名称	货号
Rat IL-1 beta ELISA Kit	大鼠白介素 1β ELISA 试剂盒	KE20005
Rat IL-1 beta ELISA Kit	大鼠白介素 1β ELISA 试剂盒	KE20021
Rat IL-2 ELISA Kit	大鼠白介素 2 ELISA 试剂盒	KE20002
Rat IL-2 ELISA Kit	大鼠白介素 2 ELISA 试剂盒	KE20019
Rat IL-10 ELISA Kit	大鼠白介素 10 ELISA 试剂盒	KE20003
Rat IL-10 ELISA Kit	大鼠白介素 10 ELISA 试剂盒	KE20022
Rat MCP-1/CCL2 ELISA Kit	大鼠单核细胞趋化蛋白 1 ELISA 试剂盒	KE20009
Mouse/Rat PDGF-AB ELISA Kit	大小鼠血小板衍生生长因子 AB ELISA 试剂盒	KE10057
Mouse/Rat PDGF-BB ELISA Kit	小鼠 / 大鼠血小板衍生生长因子 BB ELISA 试剂盒	KE10034
Rat TGF-beta1 ELISA Kit	大鼠转化生长因子 β1 ELISA 试剂盒	KE20010

Membrane protein（膜蛋白）		
英文名称	中文名称	货号
Rat KIM-1/HAVCR1 ELISA Kit	大鼠甲型肝炎病毒细胞受体 1 ELISA 试剂盒	KE20012

Neuroscience（神经生物学）		
英文名称	中文名称	货号
Human/Rat BDNF ELISA Kit	人 / 大鼠脑源性神经营养因子 ELISA 试剂盒	KE00096

Others（其它）		
英文名称	中文名称	货号
Rat FABP1 ELISA Kit	大鼠肝型脂肪酸结合蛋白 ELISA 试剂盒	KE20011
Rat Insulin ELISA Kit	大鼠胰岛素 ELISA 试剂盒	KE20008
Human/Mouse/Rat PIP5K1A ELISA Kit	磷脂酰肌醇 -4- 磷酸 5- 激酶 ELISA 试剂盒	KE00227



READING THE BOOK OF LIFE

Proteintech 旗下品牌



独家代理



Proteintech Group, USA,
5400 Pearl Street, Suite 300,
Rosemont, IL 60018, USA
t. 1-888-478-4522
e. proteintech@ptglab.com

Proteintech Europe,
Manchester Science Park, Kilburn House,
Lloyd Street North, Manchester, M15 6SE
t. (+44)-161-22-66-144
e. europe@ptglab.com

San Ying Biotechnology, China,
D3-3, No.666 Gaoxin Avenue, Wuhan East Lake
Hi-tech Development Zone, Wuhan, P.R.C.
t. 86-27-87531629
e. Proteintech-CN@ptglab.com