

蛋白提取及检测 一站式全面解决方案

2022.10.8 — 11.30

蛋白提取试剂盒

裂解液

酶抑制剂

BCA蛋白浓度检测试剂盒

ECL化学发光检测试剂盒

蛋白提取试剂盒

应用	产品名称	主要优势	货号	规格	原价(元)	8折(元)
全蛋白	细胞总蛋白提取试剂盒	适用各种细胞类型	PK10020	30T	300	240
	动物组织总蛋白提取试剂盒	适用新鲜 / 冻存 / 无脊椎 / 脊椎动物组织	PK10021	30T	300	240
细胞器及蛋白	核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	独有两步洗涤法有效提高纯度	PK10014	30T	520	416
	细胞膜蛋白抽提试剂盒	可提取细胞膜及亚细胞膜蛋白	PK10015	30T	500	400
	线粒体分离及蛋白提取试剂盒	可保留线粒体完整及活性	PK10016	30T	550	440
	组蛋白抽提试剂盒	可保留修饰形式且可提取组蛋白 H1	PK10022	50T	520	416
特殊蛋白	磷酸化蛋白提取试剂盒	适用各类磷酸化样品	PK10023	30T	600	480
	易降解蛋白提取试剂盒	适用消化、生殖系统及腺体、斑马鱼、细胞等	PK10024	30T	550	440
	血清血浆蛋白去除试剂盒	不限种属, 去除率 ≥ 90%	PK10025	60T	500	400

常用蛋白提取裂解液

应用	产品名称	主要优势	货号	规格	原价(元)	8折(元)
裂解液	RIPA 裂解液	通用型广谱配方, 即用型, 快速裂解	PR20001	50mL	130	104
	SDS 裂解液	经过 Proteintech 百万次使用及验证	PR20002	50mL	130	104

蛋白酶和磷酸酶抑制剂

应用	产品名称	主要优势	货号	规格	原价(元)	8折(元)
蛋白酶	增强型蛋白酶抑制剂混合液 (EDTA-Free, 100X in DMSO)	有效抑制多种蛋白酶, 适用蛋白纯化、WB、CoIP、IF、IHC 等实验	PR20016	1 mL	450	360
	普通型蛋白酶抑制剂混合液 100X	-20℃ 不结冰	PR20032	1 mL	180	144
磷酸酶	磷酸酶抑制剂混合液 (100X)	有效抑制多种磷酸酶, -20℃ 稳定保存一年以上	PR20015	1 mL	180	144

蛋白浓度检测

应用	产品名称	主要优势	货号	规格	原价(元)	8折(元)
浓度测定	BCA 蛋白浓度检测试剂盒	检测准确范围广: 20–2000 ug/mL	PK10026	250/500T	220/350	176/280

ECL 化学发光检测试剂盒

应用	产品名称	主要优势	货号	规格	原价(元)	8折(元)
蛋白检测	普通 ECL 化学发光检测试剂盒	检测 ng 级别抗原, 适合蛋白表达丰度较高的 WB	PK10001	100/200mL	260/400	208/320
	灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒	检测 pg 级别抗原, 适合蛋白表达丰度较低的 WB	PK10002	100/200mL	300/500	240/400
	超敏 ECL 化学发光检测试剂盒	检测低 pg 级别抗原, 适合蛋白表达丰度低的 WB	PK10003	100/200mL	400/600	320/480




蛋白提取及检测相关产品

种类齐全

操作简单


得率更高

组蛋白提取




▲ Proteintech的组蛋白提取试剂盒 (PK10022) 提取的组蛋白种类齐全, 可获得Histone H1.0且纯度高。

易降解蛋白提取




▲ Proteintech易降解蛋白提取试剂盒 (PK10024) 提取斑马鱼蛋白, 降解轻微。

去除血清白蛋白




▲ Proteintech血清血浆白蛋白去除试剂盒 (PK10025) 去除效率高。

蛋白酶抑制剂



▲ Proteintech增强型蛋白酶抑制剂混合液 (PR20016) 与竞品对比降解条带减少, 效果更好。

ECL试剂盒



▲ Proteintech 的灵敏ECL (PK10002) 和其他公司相比稳定性更好, 信号持续时间更长。

Proteintech—为您提供全面的免疫学研究解决方案