



proteintech™

免疫学实验一站式解决方案

PTG-Lab系列常用试剂

免疫学常用试剂

抑制剂/激动剂



Proteintech精心推荐
22年抗体验证经验之选



PTG-Lab 系列

为您提供全套免疫学研究相关试剂

Proteintech 作为生命科学领域的一份子，专注抗体、蛋白、ELISA 试剂盒等产品研发生产二十余年。在现有成熟的抗体、蛋白、ELISA 试剂盒研发验证平台上，Proteintech 利用近千万次的免疫学实验经验，新增 PTG-Lab 系列实验试剂，为科学家提供免疫印迹 (WB)、免疫沉淀 (IP)、免疫染色 (IHC / IF)、抗体标记、细胞实验、酶联免疫吸附试验 (ELISA)、蛋白纯化、单抗开发等各类免疫学实验相关的常用试剂以及医药研发相关的抑制剂 / 激动剂产品，助力科学家的高效高质科研。



Proteintech — 免疫学实验一站式解决方案



抗体 · ELISA 试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



羊驼纳米抗体系列产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家

独家代理

小分子化合物 — 服务科研与医药开发


- 严格的质量管控
- 先进的检测仪器
- 动物配方测试
- 资深的技术团队

500+ 靶点

覆盖30+信号通路

6000+现货产品

- 细胞周期
- 细胞凋亡
- 细胞自噬
- DNA损伤
- 细胞骨架
- 泛素化
- G蛋白偶联受体
- 功能性E3连接酶
- 免疫/炎症/抗感染



- PI3K/Akt/mTOR信号通路
- MAPK/ERK信号通路
- TGF-beta/Smad信号通路
- 干细胞/Wnt信号通路
- JAK/STAT信号通路
- 酪氨酸激酶/RTK
- NF-kB信号通路
- 神经信号
- 表观遗传

热销小分子化合物

主要靶标	小分子化合物产品名	CAS 号	货号
凋亡 (Apoptosis)			
Apoptosis Inducer	Bleomycin Sulfate	9041-93-4	CM02292
Caspase	Z-VAD (OMe) -FMK	187389-52-2	CM00937
	Z-DEVD-FMK	210344-95-9	CM01198
细胞周期 (Cell Cycle)			
HSP	Geldanamycin	30562-34-6	CM00278
	17-AAG	75747-14-7	CM01166
Microtubule/Tubulin	Paclitaxel	33069-62-4	CM01308
	GW9662	22978-25-2	CM00289
PPAR	Troglitazone	97322-87-7	CM00560
	Rosiglitazone	122320-73-4	CM00657
ROCK	Y-27632 2HCl	129830-38-2	CM00900
细胞骨架 (Cytoskeleton)			
Integrin	Arg-Gly-Asp	99896-85-2	CM00079
DNA 损伤 (DNA Damage)			
ATM/ATR	Chloroquine Diphosphate	50-63-5	CM00864
DNA Alkylator/Crosslinker	Carboplatin	41575-94-4	CM00139
	Cisplatin	15663-27-1	CM00171
	Oxaliplatin	61825-94-3	CM00422
Topoisomerase	Doxorubicin HCl	25316-40-9	CM00984
	Camptothecin	7689-3/4	CM01054
	SN-38	86639-52-3	CM01270
MAPK/ERK 信号通路 (MAPK/ERK Pathway)			
JNK	SP-600125	129-56-6	CM00580
PI3K/AKT/mTOR (信号通路 PI3K/Akt/mTOR)			
GSK-3	CHIR-99021	252917-06-9	CM00839
mTOR	Rapamycin	53123-88-9	CM01006
	LY294002	154447-36-6	CM00342
PI3K	Wortmannin	19545-26-7	CM00574
	3-Methyladenine	5142-23-4	CM01277
Protein Tyrosine Kinase/RTK 信号通路 (Protein Tyrosine Kinase/RTK)			
c-Kit	Imatinib Mesylate	220127-57-1	CM01125
EGFR	Gefitinib	184475-35-2	CM00277
	Erlotinib HCl	183319-69-9	CM01096
Src	PP2	172889-27-9	CM00457

主要靶标	小分子化合物产品名	CAS 号	货号
干细胞/Wnt 信号通路 (Stem Cells/Wnt)			
PKA	H 89 2HCl	130964-39-5	CM01248
TGF-beta/Smad 信号通路 (TGF-beta/Smad)			
Bcr-Abl	Dasatinib	302962-49-8	CM01042
PKC	Phorbol 12-Myristate 13-Acetate	16561-29-8	CM00437
	SB-431542	301836-41-9	CM00491
离子通道 (Membrane Transporter/Ion Channel)			
ATPase	FCCP	370-86-5	CM00253
VDAC	Eraslin	571203-78-6	CM01165
代谢酶 (Metabolic Enzyme)			
Hexokinase	2-Deoxy-D-Glucose	154-17-6	CM00910
Mitochondrial Electron Transport Chain	Rotenone	83-79-4	CM00484
泛素 (Ubiquitin)			
DUB	PR-619	2645-32-1	CM00893
Proteasome	Bortezomib	179324-69-7	CM00034
	MG-132	133407-82-6	CM00367
G 蛋白偶联受体 (GPCR/G Protein)			
Angiotensin Receptor	Angiotensin II	4474-91-3	CM00075
cAMP	Forskolin	66575-29-9	CM00273
表观遗传 (Epigenetics)			
DNA Methyltransferase	Decitabine	2353-33-5	CM00700
	5-Azacytidine	320-67-2	CM01266
Epigenetic Reader Domain	(+) -JQ-1	1268524-70-4	CM00812
HDAC	Trichostatin A	58880-19-6	CM00558
HIF	DMOG	89464-63-1	CM00221
PARP	XAV-939	284028-89-3	CM00854
Sirtuin	EX-527	49843-98-3	CM00041
炎症 (Immunology/Inflammation)			
Calcineurin	Tacrolimus	104987-11-3	CM00913
	Cyclosporine A	59865-13-3	CM01313

相关实验	类别	产品名称	货号	规格	目录价（元）
样本制备	蛋白提取试剂盒	细胞总蛋白提取试剂盒	PK10020	30T	300
		动物组织总蛋白提取试剂盒	PK10021	30T	300
		核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	PK10014	30T	520
		细胞膜蛋白抽提试剂盒	PK10015	30T	500
		线粒体分离及蛋白提取试剂盒	PK10016	30T	550
		组蛋白抽提试剂盒	PK10022	50T	520
		磷酸化蛋白提取试剂盒	PK10023	30T	600
		易降解蛋白提取试剂盒	PK10024	30T	550
		血清血浆白蛋白去除试剂盒	PK10025	60T	500
	蛋白浓度检测	BCA 蛋白浓度检测试剂盒	PK10026	250T/50T	220/350
	常用裂解液	SDS 裂解液	PR20002	50 mL	130
		RIPA 裂解液（强）	PR20035	50 mL	130
		RIPA 裂解液（中）	PR20001	50 mL	130
		RIPA 裂解液（弱）	PR20036	50 mL	130
		Co-IP 裂解液	PR20037	50 mL	120
	酶抑制剂	磷酸酶抑制剂混合液（100X）	PR20015	1 mL	180
		增强型蛋白酶抑制剂混合液（EDTA-Free, 100X in DMSO）	PR20016	1 mL	450
		普通型蛋白酶抑制剂混合液（100X）	PR20032	1 mL	180
	上样缓冲液	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液（4X）	PR20003	2 mL/15 mL	40/200
WB	蛋白 marker	蛋白质常规分子量标记（10–180kDa）	PL00001	2*250 ul	760
		宽范围分子量预染蛋白质标记（3–245kDa）	PL00002	2*250 ul	860
		超宽分子量预染蛋白质标记（10–310 kDa）	PL00003	2*250 ul	920
	ECL 检测试剂盒	普通 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10001	100 mL/200 mL/500 mL	260/400/800
		灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10002	100 mL/200 mL/500 mL	300/500/1000
		超敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10003	100 mL/200 mL/500 mL	400/600/1200
	常规	增强型 DAB 显色试剂盒（WB）	PK10005	40 mL / 200 mL	160/650
		SDS-PAGE 电泳液（1X）	PR20004	1 L	40
		SDS-PAGE 电泳液（10X）	PR20005	1 L	260
		考马斯亮蓝染色液	PR20006	250 mL	130
		考马斯亮蓝脱色液	PR20007	250 mL	130
		Western Blot 半干法转膜液	PR20008	1 L	60
		Western Blot 半干法转膜液（10X）	PR20009	1 L	300
		Western Blot 湿法转膜液	PR20010	1 L	60
		Western Blot 封闭液	PR20011	100 mL	130
		Western Blot 快速封闭液	PR20034	100 mL/500 mL	150/480
		Western Blot 洗涤液（10X）	PR20012	100 mL	130
		Western Blot 抗体稀释液	PR20013	100 mL	130
IP/Co-IP/ChIP	IP 试剂盒	免疫沉淀试剂盒（HRP 标记蛋白 A）	PK10007	20 T	1500
		免疫沉淀试剂盒（HRP- 抗兔 IgG 轻链）	PK10008	20 T	1500
	填料	protein A -Agarose	PR40023	2 mL/5 mL	480/1080
		protein G-Agarose	PR40024	2 mL/5 mL	580/1280
		protein A/G-Agarose	PR40025	2 mL/5 mL	550/1200
	染色质制备	ChIP-IT® Express Shearing Kit	53032	10 rxns	3190
		ChIP-IT® Express Enzymatic Shearing Kit	53035	10 rxns	3710

相关实验	类别	产品名称	货号	规格	目录价（元）
抗体 / 蛋白标记	抗体微量标记试剂盒	标记 Rabbit IgG			
		CoraLite® Plus 405 标记 Rabbit IgG	KFA006	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 488 标记 Rabbit IgG	KFA001	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 555 标记 Rabbit IgG	KFA002	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 647 标记 Rabbit IgG	KFA003	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 750 标记 Rabbit IgG	KFA004	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		FTC Plus 标记 Rabbit IgG	KFA008	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		标记 Mouse IgG1			
		CoraLite® Plus 405 标记 Mouse IgG1	KFA026	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 488 标记 Mouse IgG1	KFA021	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 555 标记 Mouse IgG1	KFA022	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 647 标记 Mouse IgG1	KFA023	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 750 标记 Mouse IgG1	KFA024	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		FTC Plus 标记 Mouse IgG1	KFA028	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		标记 Mouse IgG2a			
		CoraLite® Plus 405 标记 Mouse IgG2a	KFA046	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 488 标记 Mouse IgG2a	KFA041	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 555 标记 Mouse IgG2a	KFA042	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 647 标记 Mouse IgG2a	KFA043	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		CoraLite® Plus 750 标记 Mouse IgG2a	KFA044	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
		FTC Plus 标记 Mouse IgG2a	KFA048	10 rxn/50 rxn/200 rxn	990/4190/8890
	抗体 / 蛋白标记	长臂生物素标记试剂盒	PK20005	2 次标记 /5 次标记	1600/2600
		短臂生物素标记试剂盒	PK20004	2 次标记 /5 次标记	1500/2500
		HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001	200 ug/500 ug/1 mg/5 mg	900/2000/3200/4500
IHC	IHC 试剂盒	IHCeasy 即用型试剂盒	查询	50T	3200/3400
		兔一抗自主全应用免疫组化试剂盒	PK10017	50 T	1200
		小鼠一抗自主全应用免疫组化试剂盒	PK10018	50 T	1200
		兔一抗 / 小鼠一抗自主全应用免疫组化试剂盒	PK10019	50 T	1250
		抗兔免疫组化检测试剂盒	PK10009	1 mL/6 mL/18 mL/ 55 mL/110 mL	300/850/2200/6000/11600
		抗小鼠免疫组化检测试剂盒	PK10010	1 mL/6 mL/18 mL/ 55 mL/110 mL	300/850/2200/6000/11600
		抗小鼠 / 兔通用型免疫组化检测试剂盒	PK10006	1 mL/6 mL/18 mL/ 55 mL/110 mL	300/850/2200/6000/11600
	即用型二抗	即用型 HRP 标记羊抗兔二抗	PR30011	5 mL/5 mLx5/ 5 mLx10/5 mLx20	700/3080/ 5600/10500
		即用型 HRP 标记羊抗小鼠二抗	PR30012	5 mL/5 mLx5/ 5 mLx10/5 mLx20	700/3080/ 5600/10500
		即用型 HRP 标记羊抗兔 / 小鼠二抗	PR30009	6 mL/18 mL/ 55 mL/110 mL	750/1980/ 5600/10800
	免疫组化笔	IHC 免疫组化笔	PR30013	1P/2P	380/680
	抗原修复液	柠檬酸钠抗原修复液（50X）	PR30001	100 mL	100
		Tris-EDTA 抗原修复液（50X）	PR30002	100 mL	100
		蛋白酶 K 抗原修复液	PR30014	20 mL	120
	其他	免疫组化抗体稀释液	PR30003	50mL/100mL/500mL	300/550/1800
		Mayer's 苏木素染色液	PR30004	10mL	80
		DAB 染色液（IHC）	PR30010	21mL	180
IF	常规	水性封片剂	PR30005	10 mL	60
		免疫染色固定液	PR30006	10 mL	50
		免疫染色通透剂	PR30007	10 mL	60
		免疫染色封闭液	PR30008	10 mL	60
FC	常规	红细胞裂解液（10X）	PF00014	100 mL	220
		红细胞裂解液（1X）	PF00015	100 mL	220
		流式细胞固定液	PF00016	100 mL	220
		流式细胞通透剂	PF00017	100 mL	320
		流式细胞染色缓冲液（1X）	PF00018	100 mL/500 mL	150/600
	小鼠 FC 受体封闭抗体	Anti-Mouse CD16/CD32（2.4G2）	65080-1-Ig	25 ug/100 ug	380/940
		Anti-Mouse CD16/32（93）	65057-1-Ig	25 ug/500 ug	380/960

相关实验	类别	产品名称	货号	规格	目录价（元）
细胞实验	细胞冻存	经典细胞冻存液	PR40017	100 mL	600
		无血清细胞冻存液	PR40018	50 mL/100 mL/20*5 mL	280/500/600
		无血清无 DMSO 细胞低温冻存液	PR40019	50 mL/100 mL	400/720
	细胞培养	0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液（含酚红）	PR40020	100 mL	120
		0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液（不含酚红）	PR40021	100 mL	120
		青霉素 - 链霉素溶液（100X）	PR40022	100 mL	120
	细胞检测	CoraLite® Plus 488 标记鬼笔环肽	PF00001	300 T	2050
		CoraLite® 594 标记鬼笔环肽	PF00003	300 T	2050
		CCK-8 试剂盒	PF00004	100 T/500 T/3000 T/6000 T	150/360/1800/3200
		CoraLite® Plus 488-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒	PF00005	50 T/100 T	1200/2000
		CoraLite® Plus 488 TUNEL 凋亡检测试剂盒（绿色荧光）	PF00006	20 T/50 T	1580/2900
		CoraLite® 594 TUNEL 凋亡检测试剂盒（红色荧光）	PF00009	20 T/50 T	1580/2900
		活 / 死细胞染色试剂盒（Calcein AM, PI 法）	PF00007	150 T/300 T	750/1250
		活 / 死细胞染色试剂盒（Calcein AM, EthD-I 法）	PF00008	150 T/300 T	850/1580
		PEI 转染试剂	PR40001	1 mL	650
		0.4% 台盼蓝溶液	PR40016	100 mL	200
		超低内毒素 PBS	PR40008	10 mL	90
		PBS 磷酸盐缓冲液（10X）（无菌）	PR20014	100 mL/500 mL	45/120
单抗开发	佐剂	小鼠免疫佐剂	PR40009	1 mL/2 mL/10 mL/20 mL	380/700/3200/6000
	融合	50% 聚乙二醇（PEG）-1450	PR40010	1 mL/1 mLx10 套装	40/320
	培养基	HAT 完全培养基	PR40011	100 mL/200 mL/500 mL	380/700/1400
		HT 完全培养基	PR40012	100 mL/200 mL/500 mL	350/650/1300
		8- 氮杂鸟嘌呤完全培养基	PR40013	200 mL	500
		50 × HAT 储存液	PR40014	6 mL/6 mLx10 瓶	50/400
		50 × HT 储存液	PR40015	6 mL/6 mLx10 瓶	40/240
	亚型鉴定	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒	PK20002	96*2 wells/96*5 wells	1800/3500
		小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒（含 IgA 特异性抗体）	PK20003	96*2 wells/96*5 wells	1800/3500
ELISA	显色	双组分 TMB 显色试剂盒	PK10004	50.5 mL/101 mL	200/350
	常规	ELISA 封闭液	PR10001	100 mL	130
		ELISA 洗涤液（5X）	PR10002	100 mL	70
		ELISA 抗体稀释液	PR10003	100 mL	130
		抗体保护剂（适用 ELISA）	PR10004	50 mL/100 mL	150/280
		HRP-protect 酶标抗体稳定剂	PR10005	50 mL/100 mL	150/280
蛋白纯化	GST 标签	GST 标签洗脱液	PR40002	10 mL	30
		GST 标签洗脱液（无 Triton）	PR40006	10 mL	40
		GST 标签洗脱液（无 Triton 和甘油）	PR40007	10 mL	50
	His 标签	His 标签洗脱液	PR40003	10 mL	30
		His 标签洗脱液（无 SKL）	PR40004	10 mL	40
		His 标签洗脱液（无 SKL 和甘油）	PR40005	10 mL	50
小分子化合物	抑制剂 / 激动剂	6000+ 现货	查询	—	—