

全球独创 ⚡ 革新标记技术，实现微量标记

FlexAble 抗体标记试剂盒

FlexAble系列是Proteintech研发的新型抗体标记试剂盒，采用全球独创的FlexLinker抗体标记专利技术，可进行微量标记且不限抗体品牌、浓度及buffer，10分钟即可完成，有效提高免疫荧光、WB和流式细胞术实验效率。

优势1

实现微量标记

不限浓度，可标杂交瘤上清液
单次可标 $\leq 0.5\mu\text{g}$ 抗体

抗体皆可标

优势2


兼容适配性强大

兼容各种抗体buffer
兼容各种抗体来源


优势3

简单省时

10分钟完成标记
抗体无损耗



▲ 10分钟即可完成标记



▲ 可标杂交瘤上清液




FlexAble 抗体标记试剂盒

抗体标记试剂盒产品目录

染料	最大激发 / 发射波长	标记 Rabbit IgG 货号	标记 Mouse IgG1 货号	标记 Mouse IgG2a 货号	价格及规格
CoraLite® Plus 405	399 nm / 421 nm	KFA006	KFA026	即将上线	990 元 /10 rxns 4190 元 /50 rxns 8890 元 /200 rxns
FITC Plus	495 nm / 524 nm	KFA008	KFA028	即将上线	
CoraLite® 488	500 nm / 520 nm	KFA001	KFA021	KFA041	
CoraLite® Plus 555	554 nm / 570 nm	KFA002	KFA022	KFA042	
CoraLite® Plus 647	654 nm / 674 nm	KFA003	KFA023	KFA043	
CoraLite® Plus 750	755 nm / 780 nm	KFA004	KFA024	即将上线	


持续上线中...

FlexAble CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG (货号:KFA003)




▲大鼠脑组织免疫荧光分析

橙色: KFA002标记MAP2抗体
洋红色: KFA003标记GFAP抗体
绿色: CoraLite®488-TDP43抗体



▲PBMCs流式细胞术分析


KFA003标记CD45抗体和KFA022标记CD3抗体(克隆号UCHT1)对1X10⁶的PBMCs染色。



▲siRNA-CCDC111转染的HepG2裂解物的WB分析


红色: KFA003标记CCDC111抗体
绿色: KFA022标记PCNA抗体

FlexAble CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 (货号:KFA023)




▲人肾免疫荧光分析

黄色: KFA002标记Calbindin抗体
洋红色: KFA023标记ACE2抗体
绿色: CoraLite® 488-Podocalyxin抗体
蓝色: DAPI



▲PBMCs流式细胞术分析

KFA023标记CD3抗体(克隆号UCHT1)和KFA024标记CD4抗体(克隆号RPA-T4)对1X10⁶的PBMCs染色。



▲HeLa裂解物的WB分析

红色: KFA023标记NUDT21抗体
绿色: KFA002标记GAPDH抗体

proteintech旗下品牌

独家代理



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体相关产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家