

速倍达™ WB抗体稀释液

让你的实验快10一步

货号: PR20039

高效省时

40 min完成封闭及一抗/二抗孵育, WB实验立省3.5 h。

一液多用

兼具封闭及一抗/二抗稀释功能, 无需封闭亦可获得理想信号。

广泛兼容

可用于磷酸化抗体的稀释, 兼容HRP/荧光标记的一抗或二抗。

长效保存

稀释后的抗体工作液可以在4°C存放3个月以上。



速倍达™WB 抗体稀释液

电泳

转膜

洗涤

一抗孵育

室温10-25 min

洗涤

迅速涮洗两次, 3-5 s/次
再1 min * 3次

二抗孵育

室温8-15 min

洗涤

迅速涮洗两次, 3-5 s/次
再1 min * 3次

总反应时间 **≈40 min**

传统WB抗体稀释液

电泳

转膜

封闭

1 h或4°C过夜

洗涤

5 min

一抗孵育

室温1.5-2 h或4°C过夜

洗涤

5 min*5次


二抗孵育

室温1 h

洗涤


5 min*5次

总反应时间 **>235 min**




封闭: 未封闭

一抗: Beta Tubulin (80713-1-RR), 稀释比1:10000, 室温18 min
二抗: HRP标记重组二抗 (RGAR001), 稀释比1:5000, 室温8 min



封闭: 未封闭

一抗: Phospho-AKT (Ser473) (66444-1-Ig), 稀释比1:10000, 室温15 min
二抗: HRP标记重组二抗 (RGAM001), 稀释比1:5000, 室温10 min



封闭: 未封闭

一抗: Beta Tubulin (80713-1-RR), 稀释比1:20000, 室温15 min
二抗: CL750标记重组二抗 (RGAR006), 稀释比1:5000, 室温10 min

转膜后使用不同WB抗体稀释液的时间对比

WB一站式解决方案 助力WB实验轻松又高效

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
裂解液	SDS 裂解液（不适用 IP）	PR20002	50mL/100mL	150/220
	RIPA 裂解液（中）	PR20001	50mL/100mL	150/220
	RIPA 裂解液（强）	PR20035	50mL/100mL	150/220
	RIPA 裂解液（弱）	PR20036	50mL/100mL	150/220
	Co-IP 裂解液	PR20037	50mL/100mL	150/220
酶抑制剂	蛋白酶磷酸酶抑制剂混合液（通用型，100X）	PR20038	2mL	500
	磷酸酶抑制剂混合液（100X）	PR20015	1mL	180
	增强型蛋白酶抑制剂混合液（EDTA-Free，100X in DMSO）	PR20016	1mL	450
	普通型蛋白酶抑制剂混合液（100X）	PR20032	1mL	180
全蛋白提取试剂盒	通用型总蛋白提取试剂盒	PK10030	50T/100T	500/800
	细胞总蛋白提取试剂盒	PK10020	30T	300
	动物组织总蛋白提取试剂盒	PK10021	30T	300
细胞器及其蛋白提取试剂盒	核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	PK10014	30T	520
	细胞膜蛋白抽提试剂盒	PK10015	30T	500
	线粒体分离及蛋白提取试剂盒	PK10016	30T	550
	外泌体分离及蛋白提取试剂盒（细胞培养上清 / 尿液）	PK10028	40T	1800
	组蛋白抽提试剂盒（不适用 IP）	PK10022	50T	520
特殊蛋白提取试剂盒	磷酸化蛋白提取试剂盒	PK10023	30T	600
	易降解蛋白提取试剂盒	PK10024	30T	550
	血浆血清蛋白去除试剂盒	PK10025	60T	500
	BCA 蛋白浓度检测试剂盒	PK10026	250T/500T	220/350
蛋白 marker	蛋白质常规分子量标记（10-180 kDa）	PL00004	2x250uL	760
	蛋白质常规分子量标记（10-180 kDa）	PL00001	2x250uL	760
	宽范围分子量预染蛋白标记（3-245 kDa）	PL00002	2x250uL	860
	超宽分子量预染蛋白标记（10-310 kDa）	PL00003	2x250uL	920
上样缓冲液	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液（4X）	PR20003	15mL	200
电泳液	SDS-PAGE 电泳液（1X）	PR20004	1L	100
	SDS-PAGE 电泳液（10X）	PR20005	1L	260
染色脱色	考马斯亮蓝染色液	PR20006	250mL	150
	考马斯亮蓝脱色液	PR20007	250mL	150
转膜液	Western Blot 半干法转膜液	PR20008	1L	100
	Western Blot 半干法转膜液（10X）	PR20009	1L	300
	Western Blot 湿法转膜液	PR20010	1L	100
封闭液	Western Blot 封闭液	PR20011	100mL	150
	Western Blot 快速封闭液	PR20034	100mL/500mL	160/520
抗体稀释液	速倍达™WB 抗体稀释液	PR20039	100mL/500mL	180/580
抗体孵育	一抗	查询	抗体应用专家 · 靶标齐全 · 抗体类型齐全 · 验证技术完善 · 34 万 + 次 SCI 文献引用	
	内参标签抗体			
	Multi-rAb™重组二抗			
洗涤液	Western Blot 洗涤液（10X）	PR20012	100mL	150
ECL 发光试剂盒	普通 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10001	100mL/200mL/500mL	260/400/800
	灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10002	100mL/200mL/500mL	300/500/1000
	超敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10003	100mL/200mL/500mL	400/600/1200
DAB 显色试剂盒	增强型 DAB 显色试剂盒（WB）	PK10005	40mL/200mL	160/650

PTG · 深耕24年 专注抗体 · 免疫

超过34万次SCI文献引用

1300余次荣登顶尖期刊封面文章

Proteintech 于2001年在美国芝加哥创立,是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司。其全球四大研发生产中心可提供抗体、重组蛋白、ELISA 试剂盒、实验试剂及高品质CRO 技术服务;目前已获得 10000+企业及科研院所的认可,高效助力全球生命科学及医学诊断领域取得突破性成果。

30000+抗体

7000+抗体对

1000+ELISA试剂盒

14000+重组蛋白

200+实验试剂

旗下品牌


proteintech™
 抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质


humankine®
 人源细胞表达高活性蛋白


chromotek®
 纳米抗体相关产品


proteintech®
 genomics
 单细胞和空间多组学分析检测


ACTIVE MOTIF®
 Enabling Epigenetics Research
 表观遗传学专家(独家代理)

独家代理