


One Step, Giant Leap! 一步法ELISA试剂盒



90min 完成实验

高速上新中...



检测抗体 (HRP直标)

目的蛋白

重组捕获抗体 (Fc沉默&标签化*)

抗标签重组抗体

*Fc沉默: 抗体FcR结合位点被封固, 不产生Fc效应
标签化: 抗体Fc末端融合标签蛋白

专利技术

重组平台

高灵敏度, 批间差小,
供应稳定, 上新快

原理更优

独特基因改造+Fc沉默技术,
高特异性

8项试剂盒质控指标

4项质控标准成就卓越品质

标曲范围

4-PL参数拟合

线性范围

80-120%

回收率

80-120%

精密密度

< 10%

4项应用验证提高实验重复性

灵敏度

检测范围

天然样本

特异性

操作简单

一次孵育, 减少出错

Step1 加样及抗体

添加50μL标准品/样品和50μL抗体混合物

90分钟

ELISA

工作流程

Step2 孵育

37°C孵育60min

Step3 洗涤

洗板4次, 1min/次

Step4 显色

添加100μL TMB显色液并孵育, 15-20min

Step5 终止并读数

加入100μL终止液并读取结果, < 5min

查产品, 找Able



PTG·深耕24年 专注抗体·免疫

好抗体 → 好抗体对 → 好试剂盒

扫码体验 >>>
生物科研智能体Able

一步法ELISA试剂盒目录(高速上新中..)

细胞因子		
靶点	适用物种	货号
Adiponectin	Mouse	SE60003
Angiogenin	Human	SE50061
BAFF	Mouse	SE60006
CCL22/MDC	Human	SE50033
Coagulation Factor III/Tissue Factor	Human	SE50048
CX3CL1	Mouse	SE60022
CXCL1	Human	SE50027
CXCL5	Rat	SE70004
CXCL8/IL-8	Human	SE50075
FGF19	Human	SE50044
GM-CSF	Human	SE50025
HGF	Mouse	SE60005
IFN-gamma	Mouse/Rat	SE60014
IL-1 alpha	Human	SE50034
IL-2	Human	SE50028
IL-3	Mouse	SE60001
IL-4	Rat	SE70001
IL-6	Human	SE50042
IL-12/IL-23 p40	Human	SE50018
IL-22	Human	SE50001
LIF	Rat	SE70002
MCP-1/CCL2	Human	SE50032
NGAL	Human	SE50038
TNF-alpha	Human	SE50013
VEGF-C	Human	SE50041
	Mouse	SE60027
	Human	SE50023
	Human	SE50002
	Human	SE50021

癌症		
靶点	适用物种	货号
AFP	Human	SE50003
AGER/RAGE	Mouse	SE60008
APCS/Serum amyloid P component	Rat	SE70003
CEA/CEACAM5	Human	SE50031
ECM1	Human	SE50050
ErbB3/HER3	Human	SE50051
HER2/ErbB2	Human	SE50076
IDO1	Human	SE50015
IGFBP3	Human	SE50047
Lipocalin-2/NGAL	Mouse	SE60012
MMP3	Mouse	SE60004
MMP-9	Human	SE50014
	Mouse	SE60002
	Human	SE50011
SALL4	Human	SE50101
TIMP1	Human	SE50010
VEGF	Mouse	SE60009
VWF	Human	SE50036
YAP1	Human	SE50055

神经科学		
靶点	适用物种	货号
APOE	Human	SE50082
	Mouse	SE60015
S100B	Human/Mouse/Rat	SE50043

膜蛋白		
靶点	适用物种	货号
BST2	Human	SE50090
CD25/IL-2RA	Human	SE50037
CSF2RA/CD116	Human	SE50026
gp130/IL6ST	Human	SE50039
ICAM-1/CD54	Human	SE50029
	Mouse	SE60010
IL-1R2	Human	SE50057
IL-13RA2	Human	SE50011
KIM-1/HAVCR1	Mouse	SE60011
Nectin-4	Human	SE50019
uPAR/CD87	Human	SE50058
	Human	SE50053

CD 分子		
靶点	适用物种	货号
B7-H3/CD276	Human	SE50017
BCMA/TNFRSF17	Human	SE50071
BTLA/CD272	Human	SE50067
CD4	Human	SE50064
CD6	Human	SE50089
CD14	Human	SE50054
CD22	Human	SE50056
CD23/FCER2	Human	SE50087
CD38	Human	SE50083
CD39/ENTPD1	Human	SE50030
CD40	Human	SE50046
CD93	Human	SE50079
CD126/IL-6R alpha	Human	SE50020
CD134/OX40	Human	SE50068
CD141/Thrombomodulin	Human	SE50059
CD300A	Human	SE50074
CTLA-4	Mouse	SE60030
Endoglin/CD105	Human	SE50040
	Mouse	SE60024
E-selectin/CD62E	Human	SE50060
	Mouse	SE60021
Fas/CD95	Human	SE50065
IL-1R1	Human	SE50052
IL-6R alpha	Mouse	SE60007
NCAM1/CD56	Human	SE50088
PD-1/CD279	Human	SE50085
	Mouse	SE60029
PD-L1/CD274	Human	SE50035
	Mouse	SE60028
P-Selectin/CD62P	Mouse	SE60019
TNFRSF9/CD137	Human	SE50085
VCAM-1/CD106	Human	SE50066
	Mouse	SE60020

其他		
靶点	适用物种	货号
ACE	Human	SE50077
Albumin	Mouse	SE60018
Alpha-1-Antitrypsin	Human	SE50049
Angiopoietin-like 3/ANGPTL3	Human	SE50049
CEBPB	Mouse	SE60016
Chemerin	Human	SE50062
Complement factor D	Mouse	SE60023
C-Reactive Protein/CRP	Human	SE50078
	Rat	SE70005
HMGB1	Human	SE50009
IGFBP2	Human	SE50080
IGFBP3	Human	SE50073
IGFBP7	Human	SE50073
IL18BP	Human	SE50063
LBP	Human	SE50045
LPR	Human	SE50016
Leptin	Human	SE50072
MPO	Human	SE50012
MSLN	Human	SE50024
Osteopontin	Human	SE50069
	Mouse/Rat	SE60013
OX40L/TNFSF4	Human	SE50013
Pentraxin 3/TSG-14	Human	SE50004
Resistin	Human	SE50022
RNA polymerase	Mouse	SE60025
Serpin E1/PAI-1	Bacteriophage T7	SE80001
TFF1	Mouse	SE60017
Tie-2	Human	SE50093
TNFRSF1B	Mouse	SE60026
	Human	SE50070

更多产品可登录官网查看:<https://ptgcn.com/products/elisa-kits/>

旗下品牌

独家代理



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体相关产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家