

For Research Use Only

Tricaine methanesulfonate



www.ptgcn.com

Catalog Number: CM01617

产品信息

Catalog Number:
CM01617

CAS号:
886-86-2


分子式:
C₁₀H₁₅NO₅S

主要靶点:
Others

主要通路:
代谢|离子通道

分子量:
261.3

溶解度:
H₂O:249 mg/mL (952.96 mM)



体外活性

Tricaine methanesulfonate粉末形态容易飘散，可能对操作者构成危害。Tricaine methanesulfonate (TMS)溶液对光敏感（光照会引起颜色变化）。然而，颜色的变化不应用来判断其降解程度，因为颜色变化并不一定意味着活性显著下降。

储存

Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice.

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.