

For Research Use Only

Fmoc-PEG4-NHS Ester

Catalog Number: CM02503

产品信息

Catalog Number:
CM02503

CAS号:
1314378-14-7

分子式:
 $C_{30}H_{36}N_2O_{10}$

主要靶点:
ADC Linker

主要通路:
ADC

分子量:
584.6143

MDL NO:
MFCD20227659



描述

Fmoc-PEG4-NHS Ester is a linker for antibody-drug-conjugation (ADC).

储存

储存条件:

粉末	-20°C	3年
----	-------	----

液体	-80°C	1年
----	-------	----

运输条件:

Shipped in cold pack