


Catalog Number: CM04968

产品信息

Catalog Number:
CM04968CAS号:
1515856-92-4分子式:
 $C_{18}H_{17}F_3N_2O_3$ 主要靶点:
Lipase主要通路:
代谢分子量:
366.33溶解度:
Ethanol:36.6 mg/mL (100
mM);DMSO:60 mg/mL (163.79
mM)

靶点活性

Endothelial lipase:0.237 μ M

体外活性

XEN445 在对 LPL 和 HL 的特异性表现出良好的效果，并且对 EL 有极佳的抑制活性。

储存

Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice.