

Catalog Number: CM05603

## 产品信息

**Catalog Number:**  
CM05603

**CAS号:**  
489415-96-5


**分子式:**  
C<sub>31</sub>H<sub>33</sub>N<sub>3</sub>O<sub>5</sub>

**主要靶点:**  
Others|Serine/threonine kinase

**主要通路:**  
细胞周期|代谢

**分子量:**  
527.61

**溶解度:**  
DMSO:25.85 mg/mL (48.99 mM); Ethanol:< 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble); H<sub>2</sub>O:< 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)



## 体外活性

在HepG2细胞中，SBC-115076增加了荧光Dil-LDL的摄取。[1]

## 体内活性

在喂食高脂饮食的小鼠中，SBC-115076（8 mg/kg）将胆固醇水平降低了32%。[1]

## 储存

Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice.