

For Research Use Only

Scyliorhinin II acetate



Catalog Number: CM11521

产品信息

Catalog Number:
CM11521

分子量:
1911.14

CAS No.:

CAS号:

分子式:

$C_{79}H_{123}N_{21}O_{28}S_3$

主要靶点:

Neurokinin receptor

主要通路:

G 蛋白偶联受体|神经科学

靶点活性

NK3:2.5 nM(Ki)

体外活性

Scyliorhinin II acetate对NK1和NK2受体的影响较小。对于NK1/NK3和NK2/NK3，其Ki值分别为176和200[2]。

体内活性

在小鼠体内，Scyliorhinin II acetate (i.c.v.) 引发了剂量相关的强烈双后肢抓挠反应，具有相当的有效性（ED50 = 0.08 nmol）[1]。

储存

keep away from moisture | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice.

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.