

For Research Use Only

# ELISA洗涤液 (20X)

Catalog Number: PR10007



## 产品介绍

Proteintech 生产的ELISA 洗涤液适用于ELISA 实验中的洗涤，适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比。本产品为20 倍的浓缩液。

## 产品成分

| 组分/规格 | 100 mL |
|-------|--------|
| 洗涤液   | 液体     |

## 包装规格

100mL

## 保存条件

4°C保存，1 年有效。

## 使用方法

1. 按1: 20稀释倍数进行稀释：如取30 mL浓缩洗涤液(20X)，加入570 mL超纯水或去离子水，得到洗涤液(1X)，即0.05% Tween® 20 in PBS, pH 7.2-7.4。
2. 使用时每孔加入350-400  $\mu$ L，洗涤后，甩掉液体拍干板条，重复此步骤4次，避免异物进入板孔。然后进行ELISA 后续的操作。
3. 没有用完的ELISA 洗涤液可室温保存，请于两周内使用。
4. ELISA 操作请参考本公司网站[www.ptglab.com](http://www.ptglab.com)查看实验指南。

## 注意

1. ELISA 洗涤液是无色透明性状，如果洗涤液有晶体析出，37°C加热至晶体全部溶解。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: [Proteintech-CN@ptglab.com](mailto:Proteintech-CN@ptglab.com)

W: [ptgcn.com](http://ptgcn.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.