

For Research Use Only
ELISA洗涤液 (20x)

Catalog Number: PR10007



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech生产的ELISA洗涤液适用于ELISA实验中的洗涤,适当的洗涤可以降低背景,增强信噪比。本产品为20倍的浓缩液。

产品成分

组分	100 mL
洗涤液	液体

包装规格

100mL

保存条件

4°C保存,1年有效。

使用方法

- 按1:20稀释倍数进行稀释:如取30 mL浓缩洗涤液(20x),加入270 mL超纯水或去离子水,得到洗涤液(1x),即0.05% Tween® 20 in PBS, pH 7.2-7.4。
- 使用时每孔加入350-400 μL,洗涤后,甩掉液体拍干板条,重复此步骤4次,避免异物进入板孔。然后进行ELISA后续的操作。
- 没有用完的ELISA洗涤液可室温保存,请于两周内使用。
- ELISA操作请参考本公司网站www.ptglab.com查看实验指南。

注意

- ELISA洗涤液是无色透明性状,如果洗涤液有晶体析出,37°C加热至晶体全部溶解。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.