

For Research Use Only

免疫组化抗体稀释液（适用于一抗/二抗）

Catalog Number: PR30016



产品介绍

Proteintech 生产的免疫组化抗体稀释液（适用于一抗/二抗）(PR30016)适用于免疫组化应用中一抗和二抗的稀释。本产品含有丰富的蛋白质，并且添加有小分子保护剂，使用本产品稀释抗体可有效保证抗体的活性和稳定性，同时本品含有不同分子量和不同性质的惰性蛋白，可以减少非特异性结合，降低非特异性背景染色。此外，本产品添加有特殊化合物，可以促进反应速率，使用本产品稀释的抗体可以在传统方法上缩短三分之一左右的反应时间。本品还含有病理级防腐剂，可以兼容HRP。

用本产品稀释的一抗或二抗可长期保存，根据抗体本身稳定性差异，通常稀释后的抗体可以保存数月至3年不等，因此短期使用无需每次现配，具体保存期可以通过37℃加速测试结合实时测试确定。

产品成分

组分		规格			
稀释液	50mL	100mL	500mL	1L	

包装规格

50mL/100mL/500mL/1L

保存条件

4℃保存，有效期一年，避免反复冻融。

使用方法

参考所用一抗或二抗的说明，或根据用户的实验数据确定相应的稀释比，按照相应比例加入此抗体稀释液稀释一抗或二抗即可。请勿剧烈摇晃，否则会有大量气泡产生。