



- 1.本品仅用于免疫组化实验，不做其他用途。
- 2.应用适当的防护措施，以避免同皮肤和眼睛接触。
- 3.本产品仅供科研使用，如需要诊断使用请与我司联系了解备案产品。


## Validation Data




Ki67重组抗体（84192-4-RR, 1:4000）在人扁桃体炎组织中IHC检测结果，显色底物为PR30018。




CD163小鼠单克隆抗体（68218-1-Ig, 1:5000）在人胎盘组织中IHC检测结果，显色底物为PR30018。



Desmin小鼠单克隆抗体（67793-1-Ig, 1:2000）在人胎盘组织中IHC检测结果，显色底物为PR30018。



Vim重组抗体（80232-1-RR, 1:5000）在人胎盘组织中IHC检测结果，显色底物为PR30018。



CEA小鼠单克隆抗体（68377-1-Ig, 1:2000）在人直肠癌组织中IHC检测结果，显色底物为PR30018。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: [Proteintech-CN@ptglab.com](mailto:Proteintech-CN@ptglab.com)

W: [ptgcn.com](http://ptgcn.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.