

产品介绍	HRP酶标抗鼠/兔二抗与小鼠及兔 IgG重链和轻链特异性结合,通过二氨基联苯胺（DAB）显色液，形成棕褐色不溶性产物。主要用于免疫组织化学染色的显色。						
产品成分	<table><tr><th>组分</th><th>体积</th></tr><tr><td>A 液</td><td>20 mL</td></tr><tr><td>B 液</td><td>1 mL</td></tr></table>	组分	体积	A 液	20 mL	B 液	1 mL
组分	体积						
A 液	20 mL						
B 液	1 mL						
包装规格	21 mL						
保存条件	2-8℃避光保存，有效期18个月。						
使用方法	1. DAB 染色工作液: 取 1mLA 液和 50uL B 液，混匀后使用。 2. 滴加上述 DAB 染色工作液 50 uL 覆盖切片组织，孵育5分钟，蒸馏水冲洗，终止显色。						
注意	1.本品仅用于免疫组化实验，不做其他用途。 2.应用适当的防护措施，以避免同皮肤和眼睛接触。 3.此试剂是否用于非福尔马林固定组织还未得到证实。						

Validation Data

Paraffin-embedded human colon tissue slide




Figure 1. Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human normal colon tissue slide using 60167-1 Ig (Cytokeratin 19 antibody) at dilution of 1:12800. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.